

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-na-kolach-p-2042.html>



Stolik medyczny na kołach

Cena brutto	2 420,00 zł
Cena netto	2 240,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-04-D-KO
Kod producenta	D-03-B2T-33-KO-K5

Opis produktu

Odkryj doskonałość w obszarze opieki zdrowotnej dzięki naszemu stolikowi medycznemu na kołach. Wyjątkowy design obejmuje 1 wyjmowaną tacę o wymiarach 380x390x18 mm oraz 2 tace o wymiarach 320x390x18 mm, zapewniając funkcjonalność i wszechstronność. Nasz stolik, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, gwarantuje trwałość i łatwość utrzymania w czystości.

Stelaż zintegrowany z konstrukcją posiada koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co umożliwia łatwe przemieszczanie się w różnych środowiskach. Solidny uchwyt z kształtownika o przekroju 20x20 mm ułatwia prowadzenie stolika z precyzją. Dodatkowo, wyjmowalna taca o wymiarach 288x358x17 mm oferuje praktyczne rozwiązanie do zorganizowanego przechowywania i transportu.

Zapewnij sobie niezawodność i nowoczesność w obszarze medycznym, wybierając nasz stolik medyczny na kołach. Odkryj idealne połączenie funkcjonalności, trwałości i estetyki już dziś.

Stolik medyczny na kołach, dane techniczne;

- 1xblat w formie wyjmowanej tacy 380x390x18 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- 2xtaca 320x390x18 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary całkowite: 490x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 288x358x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**