

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-na-kolkach-p-1992.html>

Stolik medyczny na kółkach



Cena brutto	2 344,00 zł
Cena netto	2 170,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2Q-66-ST-K5-WSTW2.01.ST.

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu niezwykle funkcjonalny stolik medyczny na kółkach, który z pewnością spełni wszelkie wymagania profesjonalnego otoczenia medycznego. Stolik ten został zaprojektowany z myślą o wygodzie personelu medycznego oraz optymalizacji przestrzeni.

Wykonany z najwyższej jakości materiałów, stolik medyczny posiada solidny stelaż aluminiowo-stalowy, który został lakierowany proszkowo na biało, nadając mu nie tylko elegancki wygląd, ale również zapewniając trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Wewnątrz stelaża znajdują się kanały montażowe, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek oraz montaż dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Stolik wyposażony jest także w wygodne koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę, zapewniając stabilność podczas użytkowania. Dodatkowo, uchwyty zintegrowane z konstrukcją stelaża umożliwiają łatwe prowadzenie stolika.

Głównym elementem stolika jest solidny blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, który został montowany na stałe do stelaża. Blat posiada podniesiony rant, zapobiegający przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów. Dzięki tym właściwościom, stolik medyczny zapewnia bezpieczne i stabilne miejsce pracy dla personelu medycznego.

W skład zestawu wchodzi również cztery kuwety z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm. Kuwety te są idealne do przechowywania i transportu drobnych narzędzi czy materiałów medycznych, zapewniając porządek i organizację na stoliku.

Dodatkowo, stolik został wyposażony w stelaż do worka na odpady, wykonany ze stalowego materiału i lakierowany proszkowo. Stelaż ten posiada pokrywę z tworzywa ABS w kolorze białym, która zabezpiecza worki na odpady przed przypadkowym rozlaniem zawartości.

Całkowite wymiary stolika to 950x430x880 mm, a wymiary blatu górnego wynoszą 705x415x20 mm. Dzięki takim rozmiarom, stolik medyczny zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą, jednocześnie nie zajmując zbyt dużo miejsca w pomieszczeniu.

Ten innowacyjny stolik medyczny na kółkach, ze swoją wszechstronnością i trwałością, doskonale sprawdzi się w każdym profesjonalnym środowisku medycznym, zapewniając wygodę personelowi i optymalizację pracy.

Stolik medyczny na kółkach, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**