

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-na-kolkach-p-2026.html>



Stolik medyczny na kółkach

Cena brutto	2 670,00 zł
Cena netto	2 472,22 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-03-B-KO
Kod producenta	D-02-BQ-66-KO-K5-WKR2 .(295)x95x85.KO.EP-200

Opis produktu

Wprowadź innowacyjność do swojego gabinetu medycznego z naszym nowoczesnym stolikiem medycznym na kółkach. To niezastąpione narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o pełnej funkcjonalności i wygodzie użytkownika.

Nasz stolik medyczny posiada solidny stelaż wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale również higieniczne warunki pracy. Stelaż wyposażony jest w solidne, ocynkowane koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, zapewniające łatwe przemieszczanie się stolika wraz z możliwością stabilnego zatrzymania na miejscu.

Wyjątkową cechą naszego stolika jest wyjmowana taca o wymiarach 705x390x18 mm, która sprawia, że praca z narzędziami czy przyborami medycznymi staje się jeszcze bardziej efektywna i komfortowa. Dodatkowo, cztery kuwety o wymiarach 395x325x65 mm, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, dostarczają dodatkowego miejsca do przechowywania i utrzymania porządku.

Praktyczny koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm umożliwia organizację drobnych przedmiotów, zapewniając łatwy dostęp do niezbędnych narzędzi w trakcie codziennych czynności medycznych.

Aby sprostać wymogom higieny, stolik wyposażony jest w wyjmowaną tacę, kuwetę z tworzywa sztucznego oraz pokrywę do stelaża na odpady, wszystko w neutralnym kolorze szarym. Wymiary całkowite stolika to 1000x430x890 mm, zapewniając wystarczająco dużo miejsca do pracy, jednocześnie zajmując niewiele przestrzeni.

Odkryj nowy wymiar funkcjonalności i stylu w swoim gabinecie medycznym dzięki naszemu stolikowi medycznemu na kółkach. Solidna konstrukcja, praktyczne rozwiązania i estetyczny design sprawiają, że praca stanie się jeszcze bardziej efektywna i komfortowa.

Stolik medyczny na kółkach, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

