

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-na-kolkach-p-3173.html>

Stolik medyczny na kolkach



Cena brutto	3 522,00 zł
Cena netto	3 261,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-KO-K5-W

Opis produktu

Stolik medyczny na kółkach wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 to nie tylko praktyczne, ale i niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów medycznych. Zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności i ergonomicznym użytkowaniu, ten stolik medyczny jest wyposażony w szereg funkcjonalnych elementów, które sprawiają, że praca w środowisku medycznym staje się bardziej efektywna.

Jego główne cechy to:

- Solidny blat o wymiarach 705x415x20 mm z podniesionym rantem, idealny do przechowywania niezbędnych narzędzi czy przyborów medycznych.
- Praktyczna szuflada o wymiarach 655x385x155 mm, zapewniająca dużą przestrzeń do przechowywania i organizacji akcesoriów medycznych.
- Funkcjonalna półka koszowa o wymiarach 655x405x90 mm, idealna do przechowywania większych przedmiotów czy materiałów.
- Wygodny koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm, umożliwiający łatwy dostęp do najczęściej używanych przedmiotów.
- Stelaż wyposażony w solidne, obrotowe koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, zapewniające łatwe przemieszczanie stolika oraz stabilność w trakcie użytkowania.
- Pokrywa od stelaża na odpady z tworzywa ABS w kolorze szarym, zapewniająca higieniczne i estetyczne zarządzanie odpadami.

Ten stolik medyczny na kółkach to niezawodne narzędzie, które sprawdzi się doskonale w każdym środowisku medycznym, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale i trwałość na lata.

Stolik medyczny na kółkach, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 985x480x880 mm
- wymiary blatu: 705x415x20 mm
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- wymiary półki koszej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**