

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-na-leki-p-2012.html>

Stolik medyczny na leki



Cena brutto	2 916,00 zł
Cena netto	2 700,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-S(1)2Q-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy innowacyjne rozwiązanie dla profesjonalnego środowiska medycznego - stolik medyczny o niezrównanej funkcjonalności i solidnym wykonaniu. Ten zaawansowany sprzęt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wygody i efektywności pracy personelu medycznego.

Stelaż tego stolika wykonany jest z aluminiowo-stalowej konstrukcji, która została lakierowana proszkowo na biało, nadając mu elegancki wygląd. Wewnętrzna strona stelaża została wyposażona w specjalne kanały montażowe, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu personel medyczny może dostosować stolik do swoich indywidualnych potrzeb oraz zamontować dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania otworów. Dodatkowo, stelaż jest wyposażony w cztery ocynkowane koła o średnicy 75 mm, z dwoma z nich posiadającymi blokadę. Uchwyt do prowadzenia wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowi integralną część konstrukcji, zapewniając stabilność i łatwość manewrowania.

Stolik medyczny wyposażony jest w tacę wyjmowaną, wykonaną z kwasoodpornej stali gatunku 0H18N9. Ta trwała i łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia ma wymiary 610x360x17 mm, zapewniając wystarczającą przestrzeń do wykonywania różnych czynności. Dodatkowo, stolik posiada szufladę stalową lakierowaną proszkowo na biało, o wymiarach powierzchni użytkowej 580x345x125 mm. Ta funkcjonalna szuflada pozwala na przechowywanie niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych w zasięgu ręki personelu.

W komplecie z stolikiem znajdują się również cztery kuwety z tworzywa sztucznego, o wymiarach powierzchni użytkowej 335x260x60 mm. Te praktyczne kuwety umożliwiają segregację i organizację drobnych akcesoriów medycznych, zapewniając porządek na stoliku.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 810x480x890 mm, co sprawia, że jest on odpowiedni dla różnych pomieszczeń medycznych. Ten wysokiej jakości stolik medyczny jest wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co gwarantuje jego zgodność z najwyższymi standardami jakości. Stolik sprzedawany jest z 8% stawką VAT, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla placówek medycznych.

Ten stolik medyczny to niezawodne narzędzie, które spełni oczekiwania najbardziej wymagających profesjonalistów. Dzięki swojej funkcjonalności, solidnemu wykonaniu i dbałości o szczegóły, ten stolik będzie niezastąpionym elementem każdego gabinetu medycznego.

Stolik medyczny na leki, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 810x480x890 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**