

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-par100-4-z-szufladami-i-polkami-p-2722.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP3 – blat 1060x500 mm, moduł IT, 2 półki i 2 szuflady

Cena brutto	9 800,00 zł
Cena netto	9 074,07 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP3
Kod producenta	AP3-L(S(Y1)P)R(S(1)PS(1))-106-100(L140)-

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP3 – rozbudowane stanowisko z blatem 1060x500 mm

AP3 to wózek pod aparaturę medyczną zaprojektowany do pracy w gabinetach, pracowniach diagnostycznych, salach zabiegowych i innych stanowiskach, gdzie liczy się stabilność, dobra organizacja osprzętu oraz wygodna obsługa monitora i klawiatury. Model wyróżnia się **dużym blatem 1060x500 mm, szufladą z wysuwaną półką pod klawiaturę, 2 półkami, 2 dodatkowymi szufladami**, a także wyposażeniem standardowym zwiększającym funkcjonalność całego stanowiska.

To nie jest prosty stolik aparaturowy o podstawowej konfiguracji. **AP3** został przygotowany jako bardziej rozbudowany **wózek aparaturowy**, który pozwala wygodnie połączyć miejsce na aparaturę, monitor, klawiaturę, akcesoria, zasilanie oraz osprzęt pomocniczy w jednej mobilnej konstrukcji.

Najważniejsze zalety modelu AP3

- **duży blat 1060x500 mm** – wygodna powierzchnia pod aparaturę i wyposażenie pomocnicze,
- **szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę** – wygodniejsza praca przy stanowisku z monitorem,
- **2 półki** – dodatkowa przestrzeń robocza i miejsce na osprzęt,
- **2 dodatkowe szuflady** – uporządkowane przechowywanie akcesoriów i materiałów,
- **uchwyt monitora na sprężynie gazowej** w standardzie,
- **wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na dwa haczyki**,
- **2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami**,
- **listwa zasilająca** ułatwiająca organizację zasilania stanowiska,
- **2 uchwyty do prowadzenia** poprawiające manewrowanie wózkiem,
- **koła o średnicy 100 mm**, w tym **2 z blokadą**.

Wyposażenie standardowe

- 1x uchwyt monitora na sprężynie gazowej,
- 1x wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na dwa haczyki,
- 2x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1x listwa zasilająca,
- 2x uchwyt do prowadzenia.

Wykonanie i konstrukcja

Stelaż wózka wykonano z **profilu aluminiowego lakierowanego na biało**. Profil nośny posiada **2 kanały montażowe po obydwu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą, która ogranicza gromadzenie się zabrudzeń.

Blat, półki i szuflady są stalowe i lakierowane na biało. Blat, półki oraz szuflada wyposażone są w pogłębienie. **Fronty szuflad i elementy dekoracyjne** mogą być wykonane w kolorze zgodnym z paletą **RAL**. Adapter listwy sieciowej lakierowany jest na biało. Podstawa jest stalowa, wyposażona w osłonę z tworzywa ABS w kolorze białym.

Elementy dekoracyjne, takie jak maskownice kanałów montażowych, zaślepki profilu, podkładki profilu, redukcja wysięgnika, fronty szuflad oraz uchwyty do prowadzenia, są lakierowane na kolor wg palety RAL. Producent wskazuje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Zastosowanie

AP3 sprawdza się jako **wózek pod aparaturę medyczną** wszędzie tam, gdzie jedno stanowisko musi pomieścić urządzenie, ekran, klawiaturę, akcesoria robocze, zasilanie i osprzęt pomocniczy. To dobry wybór do stanowisk wymagających większej powierzchni roboczej oraz lepszej organizacji wyposażenia niż w prostych stolikach z 1-2 półkami.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model / numer katalogowy	AP3
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Wymiary całkowite	1220 x 580 x 1400 mm (z uchwytami, bez wyposażenia opcjonalnego)
Wysokość od podłoża do blatu	1000 mm
Wymiary blatu	1060 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa blatu	1010 x 450 mm
Szuflada z wysuwaną półką pod klawiaturę	500 x 500 x 85 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady pod klawiaturę	430 x 225 x 40 mm
Półki	2 x 500 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	450 x 450 mm
Dodatkowe szuflady	500x500x155 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szuflady	450 x 450 mm
Powierzchnia użytkowa szuflady	425 x 450 x 105 mm
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało, 2 kanały montażowe po obu stronach
Blat, półki, szuflady	Stal lakierowana na biało
Podstawa	Stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 100 mm, w tym 2 z blokadą
Wyposażenie standardowe	Uchwyt monitora na sprężynie gazowej, wysięgnik kroplówki na 2 haczyki, 2 szyny instrumentalne, listwa zasilająca, 2 uchwyty do prowadzenia
Kolorystyka	Fronty szuflad i elementy dekoracyjne wg palety RAL
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
Informacja dodatkowa	Materiał maskownicy i zaślepek (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL i wyposażenia
System jakości producenta	Produkcja w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485

Dlaczego ten model warto wyróżnić na tle innych kart?

Najmocniejszą cechą modelu **AP3** jest połączenie kilku funkcji w jednej konstrukcji: dużego blatu roboczego, osobnego modułu pod klawiaturę, miejsca na monitor, zasilania, osprzętu instrumentalnego i elementów pomocniczych. Dzięki temu karta może skuteczniej odpowiadać na bardziej precyzyjne zapytania niż ogólne strony opisujące zwykły stół medyczny lub prosty wózek aparaturowy.

FAQ

Czy AP3 ma osobną szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę?

Tak. Model AP3 wyposażono w szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach 500 x 500 x 85 mm. To rozwiązanie poprawia ergonomię pracy przy stanowisku z monitorem i klawiaturą.

Czy uchwyt monitora znajduje się w standardowym wyposażeniu?

Tak. W wyposażeniu standardowym znajduje się uchwyt monitora na sprężynie gazowej, który ułatwia ustawienie ekranu na

wygodnej wysokości.

Czy AP3 ma wysięgnik kroplówki?

Tak. Standardowo wózek wyposażono w wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na dwa haczyki.

Czy ten wózek ma listwę zasilającą?

Tak. AP3 posiada listwę zasilającą, co ułatwia organizację zasilania aparatury i osprzętu pomocniczego na stanowisku pracy.

Ile półek ma model AP3?

Model AP3 ma 2 półki o wymiarach 500 x 500 mm, a powierzchnia użytkowa każdej półki wynosi 450 x 450 mm.

Ile szuflad ma AP3?

Wózek posiada szufladę z wysuwaną półką pod klawiaturę oraz 2 dodatkowe szuflady do przechowywania akcesoriów i wyposażenia pomocniczego.

Czy położenie podzespołów można regulować bez wiercenia nowych otworów?

Tak. Profil nośny ma 2 kanały montażowe po obydwu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie koła zastosowano w modelu AP3?

Wózek wyposażono w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm w kolorze białym, w tym 2 koła z blokadą.

Czy kolor frontów i elementów dekoracyjnych można dopasować?

Tak. Fronty szuflad i elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor zgodny z paletą RAL.

Czy producent deklaruje produkcję zgodną z ISO 13485?

Tak. Producent wskazuje, że wyroby są wytwarzane w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Meble medyczne](#)
- [Stojaki do kroplówek](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary