

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-pod-aparature-p-1784.html>

Stolik pod aparaturę medyczną STA 03 – 3 półki i szuflada

Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 178,86 zł
Cena poprzednia	1 500,00 zł
Dostępność	Realizacja zamówienia do 35-40 dni roboczych
Numer katalogowy	SM-J-SPA-STA03

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną STA 03 – 3 półki i szuflada

Stolik pod aparaturę medyczną STA 03 znajduje zastosowanie w przewozie na niedalekie odległości narzędzi oraz aparatury medycznej w szpitalach i gabinetach zabiegowych. Konstrukcja została wykonana ze stali oraz aluminium pokrytych lakierem proszkowym. Model osadzono na kółkach jezdnych z hamulcem, co ułatwia przemieszczanie stolika i stabilne ustawienie go przy stanowisku pracy.

Model STA 03 posiada 3 półki oraz szufladę. Tace stolika wykonano ze stali pokrytej białym lakierem proszkowym. To wariant przeznaczony dla placówek, które potrzebują mobilnego stolika pod aparaturę medyczną z większą liczbą poziomów roboczych i dodatkowym miejscem do przechowywania akcesoriów.

Istotną cechą tego modelu jest możliwość ustawienia zarówno półek, jak i szuflady na dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu. Dzięki temu stolik można dopasować do rodzaju aparatury, organizacji stanowiska oraz codziennej pracy personelu medycznego.

Stolik może zostać doposażony w listwę zasilającą, wyciągnik kroplówki oraz wyciągnik kabli. Opcje te są dostępne za dopłatą dla stolika z wysokim profilem bocznym. Wyciągnik kroplówki został wyposażony w 2 haki wieszaków.

Dane techniczne

Szerokość	53 cm
Wysokość	91 cm
Głębokość	41 cm
Waga	19 kg
Wymiary półki	43,6 x 31,1 cm
Dopuszczalne obciążenie jednej półki	10 kg
Konstrukcja	stal i aluminium, lakier proszkowy
Układ jezdny	kółka z hamulcem
Wyposażenie podstawowe	3 półki, 1 szuflada

Wyposażenie opcjonalne

- listwa zasilająca,
- wyciągnik kroplówki,
- wyciągnik kabli.

Opcje dodatkowe są dostępne za dopłatą dla stolika z wysokim profilem bocznym.

Zastosowanie

Stolik pod aparaturę medyczną STA 03 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wygodne przemieszczanie aparatury i narzędzi pomiędzy stanowiskami pracy. Model może być wykorzystywany w szpitalach, gabinetach zabiegowych oraz innych pomieszczeniach medycznych wymagających mobilnego i uporządkowanego stanowiska pomocniczego.

Najczęstsze pytania

Do czego służy stolik pod aparaturę medyczną STA 03?

Stolik pod aparaturę medyczną STA 03 służy do przewozu na niedalekie odległości narzędzi oraz aparatury medycznej w szpitalach i gabinetach zabiegowych. Model sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest mobilne stanowisko pomocnicze do codziennej pracy personelu.

Ile półek i szuflad ma model STA 03?

Model STA 03 posiada 3 półki oraz 1 szufladę. Taki układ ułatwia uporządkowanie aparatury medycznej, akcesoriów oraz drobnych elementów potrzebnych przy pracy w gabinecie lub na oddziale.

Czy półki i szufladę można ustawić na innej wysokości?

Tak. Zarówno półki, jak i szufladę można ustawić na dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profilu. Dzięki temu stolik można lepiej dopasować do rodzaju aparatury oraz organizacji stanowiska pracy.

Z jakich materiałów wykonano stolik pod aparaturę medyczną STA 03?

Stolik został wykonany ze stali oraz aluminium pokrytych lakierem proszkowym. Tace stolika są stalowe i wykończone białym lakierem proszkowym, co ułatwia utrzymanie estetycznego wyglądu i spójności z wyposażeniem medycznym.

Jakie opcje dodatkowe można zamontować w stoliku STA 03?

Do stolika można dobrać listwę zasilającą, wyciąg kroplówki oraz wyciąg kabli. Opcje te są dostępne za dopłatą dla stolika z wysokim profilem bocznym. Wyciąg kroplówki posiada 2 haki wieszaków.

Powiązane kategorie i modele

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Stolik pod aparaturę medyczną z 2 półkami i szufladą](#)
- [Stolik pod aparaturę medyczną do szpitala z 2 szufladami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Listwa zasilająca J: nie , tak (+ 138,00 zł)

Profil boczny: nie , Wysoki , Niski

Wyciąg kroplówki J: nie , tak (+ 277,00 zł)

Wyciąg kabli J: nie , tak (+ 171,00 zł)