

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-pod-aparature-p-2505.html>

Stolik zabiegowy STKO-02 pod aparaturę medyczną z szafką i nadstawką

Cena brutto	5 505,00 zł
Cena netto	5 097,22 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-PD-45-KO-0000-K8.6-W

Opis produktu

Stolik zabiegowy STKO-02 to model przeznaczony do ustawienia aparatury medycznej oraz uporządkowania akcesoriów w gabinecie, sali zabiegowej i przestrzeni diagnostycznej. W tej konfiguracji łączypółkę 450 x 500 mm, zamykaną szafkę i 2 półki nadblatowe, dzięki czemu odróżnia się od prostszych stolików pod aparaturę bez zabudowy i bez nadstawki.

Konstrukcja została wykonana **w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**. Stelaż z giętego profilu kwadratowego **25 x 25 mm** ze **szynami instrumentalnymi** i **uchwytami do prowadzenia** stanowi stały element stabilnej konstrukcji. Mobilność zapewniają koła o średnicy **100 mm**, w tym **2 z blokadą**.

Zastosowanie

Model STKO-02 sprawdza się jako stolik pod aparaturę medyczną w gabinetach zabiegowych, punktach diagnostycznych, pracowniach medycznych i innych miejscach, w których liczy się trwała konstrukcja, łatwe utrzymanie czystości oraz dodatkowa przestrzeń na sprzęt i akcesoria.

Najważniejsze cechy modelu STKO-02

- 1 półka o wymiarach 450 x 500 mm,
- powierzchnia użytkowa półki: 400 x 450 mm,
- 1 szafka z drzwiczkami o wymiarach 450 x 500 x 413 mm, wyposażona w zamek,
- 2 półki nadblatowe o wymiarach 570 x 250 x 135 mm,
- stelaż z giętego profilu kwadratowego 25 x 25 mm,
- szyny instrumentalne i uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze,
- odboje zwiększające bezpieczeństwo podczas przemieszczania,
- koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą,
- anodowany uchwyt szafki.

Dane techniczne

Typ produktu	stolik zabiegowy / stolik pod aparaturę medyczną
Model	STKO-02
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wymiary całkowite	570 x 550 x 1600 mm
Wymiary półki	450 x 500 mm
Powierzchnia użytkowa półki	400 x 450 mm
Szafka z drzwiczkami	450 x 500 x 413 mm, zamek

Półki nadblatowe	2 x 570 x 250 x 135 mm
Stelaż	profil kwadratowy 25 x 25 mm
Wypożenie konstrukcji	szyny instrumentalne, uchwyty do prowadzenia, odboje
Koła	średnica 100 mm, 2 koła z blokadą
Dostępne szerokości półki	450, 500, 550, 600 mm

Wykonanie i funkcjonalność

Półka wierzchnia oraz część korpusu szafki zostały wykonane z pogłębieniem. Taka konfiguracja ułatwia organizację aparatury i akcesoriów, a zamykana szafka pozwala oddzielić wyposażenie, które nie powinno pozostawać na otwartej półce. Warianty szerokości półki wpływają na końcowe wymiary stolika oraz cenę.

Informacja od producenta

Producent deklaruje wytwarzanie wyrobów w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485 oraz realizację procesu produkcyjnego z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Linkowanie wewnętrzne

Zobacz również [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

FAQ

Czy stół STKO-02 ma zamykaną szafkę?

Tak. Model STKO-02 posiada szafkę z drzwiczkami o wymiarach 450 x 500 x 413 mm, wyposażoną w zamek.

Czy ten model nadaje się pod aparaturę medyczną?

Tak. Konstrukcja została zaprojektowana jako stół zabiegowy wykorzystywany również jako stół pod aparaturę medyczną. Stabilny stelaż, półka główna, półki nadblatowe i mobilna podstawa ułatwiają organizację urządzeń oraz akcesoriów.

Z jakiego materiału wykonano stół?

Model wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co ułatwia utrzymanie czystości i wspiera trwałość konstrukcji w środowisku medycznym.

Jakie są wymiary stolika?

Wymiary całkowite stolika bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 570 x 550 x 1600 mm. Półka ma 450 x 500 mm, a powierzchnia użytkowa półki 400 x 450 mm.

Czy dostępne są inne szerokości półki?

Tak. Producent przewiduje szerokości półki 450, 500, 550 i 600 mm. Zmiana szerokości wpływa na całkowite wymiary stolika oraz cenę.