

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-pod-aparature-p-3165.html>

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z masztem do pomp infuzyjnych

Cena brutto	4 482,00 zł
Cena netto	4 150,00 zł
Cena poprzednia	4 520,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-0-0-140-ABS3A3-00 00-0-K6.3-W

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z wyposażeniem standardowym

Wózek pod aparaturę medyczną AP1 to mobilna konstrukcja przeznaczona do organizacji aparatury i osprzętu w gabinetach zabiegowych, pracowniach diagnostycznych, placówkach medycznych oraz na oddziałach. Ten wariant został wyposażony w elementy, które od razu zwiększają funkcjonalność stanowiska pracy: dwustronny wisięgnik kroplówki, maszt do mocowania pomp infuzyjnych, koszyk na akcesoria oraz szynę instrumentalną.

Model bywa wyszukiwany także jako stolik pod aparaturę medyczną, jednak zgodnie z danymi producenta jest to wózek pod aparaturę medyczną AP1. Prezentowana konfiguracja obejmuje maszt do mocowania pomp infuzyjnych, koszyk na akcesoria, szynę instrumentalną oraz dwustronny wisięgnik kroplówki, co odróżnia ją od prostszych wariantów AP1 dostępnych w ofercie.

Wyposażenie standardowe

- 1 x dwustronny wisięgnik kroplówki zakończony głowicą na cztery haczyki,
- 1 x uchwyt do prowadzenia,
- 1 x koszyk na akcesoria 360 x 160 x 150 mm,
- 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami,
- 1 x maszt do mocowania pomp infuzyjnych.

Najważniejsze cechy konstrukcji

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało,
- profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach,
- regulacja wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów,
- kanały montażowe osłonięte maskownicą ograniczającą gromadzenie się zabrudzeń,
- elementy dekoracyjne lakierowane na kolor według palety RAL,
- stalowa podstawa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,
- koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Zastosowanie

Wózek AP1 sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilna konstrukcja do pracy z aparaturą medyczną i osprzętem pomocniczym. Obecność wisięgnika kroplówki, masztu do pomp infuzyjnych, koszyka oraz szyny instrumentalnej ułatwia

organizację stanowiska i pozwala lepiej dopasować konfigurację do codziennej pracy personelu.

To dobry wybór do gabinetów zabiegowych, stanowisk infuzyjnych, pracowni diagnostycznych oraz innych przestrzeni, w których liczy się mobilność, porządek i możliwość regulacji położenia elementów wyposażenia.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną
Model	AP1
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP1
Kod producenta	AP1-0-0-140-ABS3A3-0000-0-K6.3-W
Wyposażenie standardowe	dwustronny wysięgnik kroplówki, uchwyt do prowadzenia, koszyk 360 x 160 x 150 mm, szyna instrumentalna, maszt do mocowania pomp infuzyjnych
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego	670 x 540 x 1400 mm
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany na biało
Profil nośny	2 kanały montażowe po obydwu stronach
Podstawa	stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, 2 koła z blokadą
Kolorystyka elementów dekoracyjnych	według palety RAL
Informacja dodatkowa	materiał maskownicy i zaślepki (tworzywo / stal) zależy od wybranego koloru RAL i wyposażenia
Opcja dodatkowa	możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Standard jakości	model wykonywany w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, z zachowaniem wymagań środowiskowych

Powiązane warianty wózków pod aparaturę medyczną

- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z półką 450x320 mm](#) – prostszy wariant do podstawowej organizacji aparatury.
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP1 z szufladą](#) – wariant dla użytkowników potrzebujących dodatkowego miejsca do przechowywania.
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z uchwytem monitora i 2 szufladami](#) – bardziej rozbudowane stanowisko do aparatury i osprzętu.
- [Wózek pod aparaturę medyczną AP3 z uchwytem monitora i półką boczną](#) – konfiguracja dla bardziej złożonych stanowisk pracy.

FAQ

Czy maszt do mocowania pomp infuzyjnych jest w standardzie?

Tak. W tej konfiguracji AP1 maszt do mocowania pomp infuzyjnych znajduje się w wyposażeniu standardowym.

Czy wózek ma wysięgnik kroplówki?

Tak. Model został wyposażony w dwustronny wysięgnik kroplówki zakończony głowicą na cztery haczyki.

Jakie wymiary ma koszyk na akcesoria?

Koszyk na akcesoria ma wymiary 360 x 160 x 150 mm.

Czy można wybrać kolor elementów dekoracyjnych?

Tak. Elementy dekoracyjne są lakierowane według palety RAL. Producent dopuszcza również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Jakie są wymiary wózka?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 670 x 540 x 1400 mm, a tolerancja wymiarów to +/- 10 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary