

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-szpitalny-p-2039.html>

Stolik medyczny szpitalny



Cena brutto	2 470,00 zł
Cena netto	2 287,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-B2T-33-ST-K5-WKR 2.(295)x95x85.ST.9003- 200

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu niezwykle funkcjonalny i wygodny stolik medyczny szpitalny, który spełnia wszystkie wymagania profesjonalnego środowiska medycznego. Jego nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoka jakość wykonania gwarantują maksymalną wygodę zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom.

Stolik ten został zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i ułatwieniu codziennych czynności w szpitalu. Wyposażony w wymiową tacę główną o wymiarach 380x390x18 mm, stolik oferuje wystarczającą powierzchnię roboczą do przechowywania niezbędnych narzędzi i przyborów medycznych. Dodatkowo, dwie tace o rozmiarach 320x390x18 mm zapewniają dodatkową przestrzeń do organizacji i segregacji materiałów.

Stolik medyczny został wyposażony w praktyczny koszyk o wymiarach 295x95x85 mm, który doskonale sprawdzi się jako miejsce do przechowywania drobnych akcesoriów i instrumentów medycznych, zapewniając ich łatwy dostęp w czasie zabiegów.

Stelaż do worka na odpady, wykonany z aluminium i stali stalowej lakierowanej proszkowo na biało, to kolejny element tego funkcjonalnego stolika. Dzięki pokrywce uchylnej, gromadzenie i utylizacja odpadów medycznych odbywa się w sposób higieniczny i wygodny. Stelaż ten został zaprojektowany z myślą o elastycznym dostosowaniu wysokości pótek, a kanały montażowe po wewnętrznej stronie umożliwiają łatwy montaż dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Wygodna mobilność tego stolika zapewniona jest przez koła o średnicy 75 mm, zamocowane w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z nich posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. W celu ułatwienia prowadzenia stolika, zastosowano uchwyt z kształtownika o przekroju 20x20 mm, który jednocześnie pełni funkcję zintegrowanego elementu konstrukcji.

Powierzchnia użytkowa tacy głównej wynosi 358x288x17 mm, co zapewnia wystarczającą przestrzeń do umieszczenia niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych. Wymiary całkowite stolika to 680x430x890 mm, co czyni go kompaktowym i łatwym w przechowywaniu.

Nasze stoliki medyczne są wyprodukowane w Polsce i spełniają najwyższe standardy jakości. Posiadają wpis do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza ich zgodność z normami i wymogami branży medycznej.

Dodatkowo, stolik medyczny sprzedawany jest ze stawką 8% VAT.

Za sprawą swojej funkcjonalności, wygody i wysokiej jakości wykonania, nasz stolik medyczny szpitalny jest idealnym rozwiązaniem dla wymagającego środowiska medycznego. Zapewniamy, że spełni on wszystkie oczekiwania dotyczące pracy w profesjonalnej placówce medycznej, umożliwiając skuteczne i bezpieczne przeprowadzanie zabiegów i czynności

medycznych.

Stolik medyczny szpitalny, dane techniczne

- Wymiary całkowite: 680x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 358x288x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**