

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-z-dwoma-blatami-p-1967.html>



Stolik medyczny z dwoma blatami

Cena brutto	2 321,00 zł
Cena netto	2 149,07 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-BP-66-KO-W
Kod producenta	C-02-BP-66-KO-K5-WSTW2.01.KO

Opis produktu

Zapraszamy do odkrywania wyjątkowego stolika medycznego z dwoma funkcjonalnymi blatami, idealnego rozwiązania do profesjonalnych zastosowań medycznych. Ten precyzyjnie zaprojektowany stół oferuje wyjątkową wytrzymałość oraz niezawodność dzięki wykonaniu w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Wyróżniamy się solidnością konstrukcji, która obejmuje stelaż wyposażony w obudowane, ocynkowane koła o średnicy 75 mm. Dwa z nich posiadają blokady, co zapewnia stabilność stolika w trakcie użytkowania. Uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowią zintegrowany element konstrukcji, umożliwiając łatwe przemieszczanie stolika z jednego miejsca do drugiego.

Funkcjonalność stolika podkreśla blat o wymiarach 705x415x20 mm, idealny do różnorodnych zastosowań medycznych. Dodatkowo, półka o wymiarach 655x415x20 mm z podniesionym rantem zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania niezbędnych akcesoriów. Montaż obu elementów na stałe do stelaża gwarantuje stabilność i trwałość w czasie codziennego użytkowania.

Stolik medyczny został dodatkowo wyposażony w pokrywę do stelaża na odpady z tworzywa ABS w eleganckim, szarym kolorze. Ta praktyczna i estetyczna pokrywa uchylna umożliwi łatwe i higieniczne utylizowanie odpadów.

Wymiary całkowite stolika to 950x430x880 mm, co sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem do różnych przestrzeni medycznych. Zadbaliśmy o precyzję i ergonomiczność, dostarczając produkt, który spełnia najwyższe standardy branżowe. To doskonałe połączenie funkcjonalności, trwałości oraz estetyki, które z pewnością sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Stolik medyczny z dwoma blatami, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

