

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-z-kwasowki-p-2028.html>



Stolik medyczny z kwasówki

Cena brutto	3 178,00 zł
Cena netto	2 942,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-03-C-KO
Kod producenta	D-03-B2T-66-KO-K5-WKR 2.(295)x95x85.KO.EP-20 0

Opis produktu

Stolik Medyczny z Kwasówki - Doskonała Ergonomia i Wytrzymałość

Odkryj innowacyjny stolik medyczny, który dostarcza niezrównanej funkcjonalności i trwałości – nasz Stolik Medyczny z Kwasówki to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów służby zdrowia. Zaprojektowany z myślą o precyzji i praktyczności, ten stolik spełni nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

Specyfikacje produktu:

- Blat w formie wyjmowanej tacy: 705x390x18 mm
- 2 tace o wymiarach: 650x390x18 mm
- Koszyk na akcesoria: 295x95x85 mm
- Stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną
- Materiał wykonania: stal kwasoodporna gat. 0H18N9
- Stelaż z kołami o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
- Uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm
- Wyjmowalna taca
- Pokrywa na odpady z tworzywa w kolorze szarym
- Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Zaawansowane wykonanie:

Stolik został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości, co gwarantuje trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Stelaż wyposażony w solidne koła z obudową stalową ocynkowaną o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, zapewnia łatwe przemieszczanie i stabilność w trakcie pracy. Dodatkowo, uchwyt do prowadzenia stanowi zintegrowany element konstrukcji, co sprawia, że stelaż jest łatwy do obsługi.

Funkcjonalność na najwyższym poziomie:

Stolik medyczny z kwasówki oferuje wygodną powierzchnię roboczą dzięki wyjmowanej tacy oraz dwóm dodatkowym tacom, idealnym na przechowywanie niezbędnych akcesoriów. Koszyk na akcesoria zapewnia dodatkową przestrzeń do organizacji i łatwego dostępu do niezbędnych narzędzi.

Dbamy o środowisko:

Stolik wyposażony jest w stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną, co ułatwia segregację odpadów medycznych.

Pokrywa na odpady z tworzywa w kolorze szarym dodaje estetyki i sprawia, że stół doskonale wpisuje się w profesjonalne otoczenie medyczne.

Zaopatrzyć się w nasz Stół Medyczny z Kwasówki i doświadczyć doskonałości w codziennej praktyce medycznej!"

Dane techniczne:

- wymiary całkowite: 1000x430x890 mm
- wymiary powierzchni użytkowej blatu: 610x360x17 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**