

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-z-listwa-zasilajaca-p-2533.html>

Stolik pod aparaturę medyczną z listwą zasilającą, szufladą i 2 półkami

Cena brutto	4 340,00 zł
Cena netto	4 018,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-1-G-005
Kod producenta	G-0-0-45-90-ABS3-0000-K6.3-W BS.515x330x10-6.HPL3

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną z listwą zasilającą, szufladą i 2 półkami to model przeznaczony do organizacji aparatury oraz akcesoriów w gabinetach, pracowniach diagnostycznych i placówkach medycznych. W tej konfiguracji użytkownik otrzymuje 1 blat górny 515x330 mm, 2 półki 450x330 mm, szufladę 450x320x140 mm, 2 szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami, listwę zasilającą oraz 2 klipsy do przewodów.

Konstrukcja została oparta na lakierowanym proszkowo, białym profilu aluminiowym z 2 kanałami montażowymi po obu stronach. Rozwiązanie to umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych, blatów i szuflady oraz późniejszą rozbudowę o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zostały zaślepione maskownicą, co pomaga ograniczyć gromadzenie się brudu.

Wyposażenie standardowe

- 1 x blat górny 515x330 mm
- 2 x półka 450x330 mm
- 1 x szuflada 450x320x140 mm
- 2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami
- 1 x listwa zasilająca
- 2 x klipsy do przewodów

Wykonanie i konstrukcja

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Blat, półki oraz blat szuflady wykonane są z białego laminatu HPL. Szuflada jest stalowa, lakierowana proszkowo na biało, ze ściętymi narożnikami, a front szuflady może być malowany na wybrany kolor RAL. Podstawa stalowa została osłonięta tworzywem ABS w kolorze białym.

Model porusza się na kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwóch z blokadą. Taka konfiguracja sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest mobilność stanowiska, wygodne rozmieszczenie aparatury oraz uporządkowanie przewodów i akcesoriów.

Dane techniczne

Typ produktu	Stolik pod aparaturę medyczną
Wymiary zewnętrzne	550x435x900 mm
Blat górny	515x330 mm
Półki	2 x 450x330 mm

Szuflada	450x320x140 mm (szer. x gł. x wys.)
Szyny instrumentalne	2 szt., z zabezpieczonymi narożnikami
Listwa zasilająca	Tak, w standardzie
Klipsy do przewodów	2 szt.
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Powierzchnie robocze	Laminat HPL, kolor biały
Wykonanie szuflady	Stalowa, lakierowana proszkowo na biało, ze ściętymi narożnikami
Front szuflady	Malowany na wybrany kolor RAL
Podstawa	Stalowa, z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	Średnica 75 mm, 2 z blokadą
Regulacja i rozbudowa	2 kanały montażowe po obu stronach, regulacja położenia szyn, blatów i szuflady, możliwość rozbudowy bez wykonywania otworów
Ochrona kanałów montażowych	Maskownice ograniczające gromadzenie się brudu

Zastosowanie

Ten model sprawdzi się jako stolik pod aparaturę medyczną w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i specjalistycznych, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kompaktowa konstrukcja z szufladą, dwiema półkami i zasilaniem w obrębie stanowiska pracy.

Zobacz również inne [stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) oraz pozostałe [meble medyczne](#) dostępne w SaleMED.

FAQ

Czy listwa zasilająca jest w standardzie?

Tak. W standardowym wyposażeniu tego modelu znajduje się 1 listwa zasilająca.

Ile półek i szuflad ma ten stolik?

Model ma 1 blat górny 515x330 mm, 2 półki 450x330 mm oraz 1 szufladę 450x320x140 mm.

Czy można regulować położenie elementów?

Tak. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych, blatów i szuflady.

Z jakich materiałów wykonano stolik?

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, blat i półki z laminatu HPL, szufladę ze stali, a podstawę ze stali z osłoną ABS.

Czy można wybrać kolor frontu szuflady?

Tak. Front szuflady może być malowany na wybrany kolor RAL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały, RAL 9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 4003, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminiowy, RAL 7035-szary