

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-z-polkami-koszowymi-p-2099.html>

Stolik medyczny z półkami koszowymi



Cena brutto	2 540,00 zł
Cena netto	2 351,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MB-3-H-09

Opis produktu

Odkryj funkcjonalność i niezawodność stolika medycznego z półkami koszowymi idealnego do Twojej placówki! Nasz stolik medyczny został zaprojektowany z myślą o precyzji i wygodzie użytkowania.

Jego solidny stelaż z profilu aluminiowego, lakierowany proszkowo na biało, zapewnia nie tylko trwałość, ale także estetykę. Zróżnicowane półki koszowe wykonane ze stali, także lakierowane proszkowo, zapewniają niezbędną przestrzeń do przechowywania sprzętu medycznego.

Dodatkowe udogodnienia, takie jak regulacja wysokości położenia szyn instrumentalnych czy możliwość rozbudowy stolika bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów, sprawiają, że nasz stolik jest gotowy dostosować się do Twoich potrzeb.

Błat górny z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia łatwe utrzymanie czystości, a wyposażenie w koła o średnicy 75 mm ułatwia jego przemieszczanie się w pomieszczeniu.

Dzięki naszemu stolikowi medycznemu możesz skupić się na najważniejszym – komfortowym świadczeniu usług medycznych, mając pewność, że sprzęt, na którym pracujesz, spełnia najwyższe standardy jakości i funkcjonalności.

Stolik medyczny z półkami koszowymi, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
- Wymiary półki koszowej [mm]: 655x405x90 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary