

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-z-szuflada-p-1970.html>

Stolik medyczny z szufladą

Cena brutto	2 641,00 zł
Cena netto	2 445,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-B1-ST
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-ST-K5-WSTW2.01.ST

Opis produktu

Stolik medyczny z szufladą to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów w branży medycznej. Jego solidne wykonanie i funkcjonalne cechy sprawiają, że jest to niezbędny element wyposażenia gabinetów lekarskich, przychodni czy szpitali. Oto kluczowe cechy tego produktu:

Solidne wykonanie i materiały: Stolik został wykonany z najwyższej jakości materiałów, aby sprostać wymaganiom środowisk medycznych. Stelaż wykonany z aluminiowo-stalowej konstrukcji, lakierowany proszkowo na biało, zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Kanały montażowe po wewnętrznej stronie stelaża umożliwiają elastyczną regulację wysokości półek, co gwarantuje optymalne dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Funkcjonalność i elastyczność: Stolik medyczny został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, ułatwiają płynne przemieszczanie stolika w różnych przestrzeniach. Uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowią integralną część konstrukcji, dodając stabilności i łatwości w obsłudze.

Praktyczne rozwiązania: Stolik wyposażony jest w szufladę oraz półkę, co umożliwia przechowywanie niezbędnych narzędzi i akcesoriów medycznych. Szuflada stalowa lakierowana proszkowo na biało zapewnia bezpieczne przechowywanie przedmiotów. Dodatkowo, stolik posiada stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną, co ułatwia utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Precyzyjne wymiary: Stolik medyczny ma odpowiednie wymiary, aby efektywnie wspierać codzienną pracę personelu medycznego. Całkowite wymiary stolika to 950x480x880 mm, a powierzchnia użytkowa blatu górnego wynosi 705x415x20 mm. Wymiary półki oraz szuflady zostały starannie dopasowane do potrzeb użytkowników, zapewniając wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie niezbędnych narzędzi i akcesoriów.

Stolik medyczny z szufladą to nie tylko praktyczne, ale również estetyczne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży medycznej, gwarantując solidność, funkcjonalność i komfort w codziennej pracy.

Stolik medyczny z szufladą, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x480x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**