

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-medyczny-ze-stali-kwasoodpornej-p-1971.html>



Stolik medyczny ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	3 167,00 zł
Cena netto	2 932,41 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-B1-KO
Kod producenta	C-02-S(1)P-66-KO-K5-WSTW2.01.KO

Opis produktu

Zapraszamy do odkrycia doskonałej funkcjonalności i solidnej konstrukcji naszego stolika medycznego ze stali kwasoodpornej. Ten precyzyjnie wykonany sprzęt medyczny to niezbędny element każdego gabinetu lekarskiego, gwarantujący nie tylko trwałość, ale także pełną funkcjonalność.

Stolik medyczny oferuje kompleksowe rozwiązania, aby sprostać najwyższym standardom profesjonalnej opieki zdrowotnej. Jego główne cechy to:

- Wyjątkowa jakość wykonania:** Stolik został w całości wyprodukowany ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości, gatunek 0H18N9. To gwarancja trwałości, odporności na korozję i łatwości utrzymania w czystości.
- Doskonale zorganizowane przestrzenie:** Zaprojektowany z myślą o efektywnej pracy, stolik wyposażono w jeden blat o wymiarach 705x415x20 mm, idealny do przeprowadzania różnych procedur medycznych. Dodatkowo, szuflada o wymiarach 655x385x155 mm zapewnia praktyczne miejsce na przechowywanie niezbędnych narzędzi, natomiast półka o wymiarach 655x415x20 mm z podniesionym rantem pozwala na porządkowanie dodatkowego sprzętu.
- Mobilność i stabilność:** Stelaż stolika został wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z obudową stalową ocynkowaną. Dwa koła posiadają blokadę, co umożliwia łatwe przemieszczanie stolika oraz jego stabilne ustawienie w wybranym miejscu. Uchwyty z pręta o średnicy 8 mm stanowią integralną część konstrukcji, dodatkowo ułatwiając obsługę.
- Pokrywa uchylna na worku na odpady:** Stolik posiada również stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną wykonaną z tworzywa ABS w kolorze szarym. To praktyczne rozwiązanie, które pomaga utrzymać gabinet w czystości i zorganizowany.
- Precyzyjne wymiary:** Całkowite wymiary stolika to 950x480x880 mm, a powierzchnie robocze zostały dokładnie dostosowane do potrzeb użytkowników, zapewniając ergonomiczną pracę.

Odkryj teraz nasz stolik medyczny ze stali kwasoodpornej - doskonałe połączenie solidności, funkcjonalności i estetyki. Dzięki niemu praca w środowisku medycznym stanie się jeszcze bardziej efektywna i komfortowa.

Stolik medyczny ze stali kwasoodpornej, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x480x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary szuflady: 655x385x155 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**