

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-narzedzia-medyczne-p-1974.html>

## Stolik na narzędzia medyczne



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 910,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>1 768,52 zł</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>               |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-C-03-BQP-66-ST-K5</b> |
| Kod producenta   | <b>C-03-BQP-66-ST-K5</b>         |

### Opis produktu

Przedstawiamy Państwu nasz nowoczesny stolik na narzędzia medyczne, który zapewni efektywne i ergonomiczne rozwiązanie do przechowywania i organizowania narzędzi medycznych.

Stolik posiada solidny stelaż wykonany z aluminium i stali, który został lakierowany proszkowo na biało, nadając mu elegancki wygląd oraz zapewniając trwałość. Wewnętrzna strona stelaża została wyposażona w specjalne kanały montażowe, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dodatkowo, nasz stolik został zaprojektowany w taki sposób, że montaż wyposażenia dodatkowego jest możliwy za pomocą elementów złącznych, eliminując konieczność wykonywania dodatkowych otworów.

Mobilność i łatwość przemieszczania stolika są zapewnione przez koła o średnicy 75 mm, umieszczone w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z tych kół zostały wyposażone w blokadę, co umożliwia stabilne i bezpieczne utrzymanie stolika w miejscu. Ponadto, zintegrowane uchwyty z pręta o średnicy 8 mm stanowią nie tylko ułatwienie w prowadzeniu stolika, ale również pełnią funkcję integralną w konstrukcji.

Główny blat stolika, o wymiarach 705x415x20 mm, oraz półka o wymiarach 655x415x20 mm, zostały wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Półka posiada podniesiony rant, który zabezpiecza przed przypadkowym zsuwaniem się przedmiotów.

Dodatkowo, stolik jest wyposażony w dwie kuwety z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm, które idealnie wpasowują się w jego konstrukcję. Kuwety te są nie tylko praktyczne do przechowywania narzędzi, ale również łatwe w czyszczeniu.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 770x430x880 mm, co czyni go kompaktowym i funkcjonalnym narzędziem, idealnym do wykorzystania w przestrzeni medycznej. Powierzchnia użytkowa półki oferuje przestrzeń o wymiarach 652x412x17 mm, zapewniając wystarczającą powierzchnię do umieszczenia narzędzi i akcesoriów.

Nasz stolik na narzędzia medyczne to niezawodne i solidne rozwiązanie, które pomoże zorganizować przestrzeń i zwiększyć efektywność pracy w placówkach medycznych. Jego wysoka jakość wykonania oraz praktyczne funkcje sprawiają, że stanie się niezbędnym narzędziem dla personelu medycznego.

### Stolik na narzędzia medyczne, dane techniczne:

- 
- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm
  - wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
  - wymiary półki: 655x415x20 mm
  - wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm    wymiary kuwety: 395x325x65 mm  
[szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**