

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-narzedzia-medyczne-p-2512.html>



Stolik na narzędzia medyczne

Cena brutto	4 146,00 zł
Cena netto	3 838,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-S(3)P-45-ST-00 00-K8.3

Opis produktu

Zapraszamy do odkrycia naszego najnowszego produktu - Stolika na Narzędzia Medyczne, który został stworzony z myślą o zapewnieniu maksymalnej wygody oraz efektywności w codziennej pracy personelu medycznego.

Nasz Stolik na Narzędzia Medyczne to solidnie wykonane rozwiązanie, które integruje funkcjonalność z estetyką, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych placówek medycznych. Zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni oraz ułatwieniu pracy personelu, ten stolik oferuje inteligentne rozwiązania w każdym szczególe.

Funkcjonalność i Wykonanie:

Stelaż o Solidnej Konstrukcji: Stelaż naszego stolika wykonany jest ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, co zapewnia niezrównaną trwałość i stabilność. Dodatkowo, stelaż został lakierowany proszkowo na kolor biały, z kolei elementy dekoracyjne lakierowane są na wybrany kolor z palety RAL, co nie tylko nadaje estetyczny wygląd, ale również zabezpiecza przed korozją.

Wyjątkowa Mobilność: Dzięki wysoce mobilnym kołom w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, nasz stolik jest łatwy w przemieszczaniu, co pozwala na elastyczne dostosowanie go do zmieniających się potrzeb placówki medycznej. Dodatkowo, dwa z kołami są wyposażone w blokadę, zapewniając stabilność podczas użytkowania.

Praktyczne Schowki: Nasz stolik posiada 1 szafkę z 3 szufladami oraz 1 półkę, co umożliwia przechowywanie narzędzi medycznych w porządku i łatwo dostępnym miejscu. Każda szuflada została zaprojektowana z myślą o minimalizacji wibracji i wyposażona w materiał wygłuszający, co zapewnia cichą eksploatację.

Estetyczny Wygląd: Elementy dekoracyjne, takie jak stelaż oraz fronty szuflad, zostały lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL, co pozwala na dopasowanie stolika do wystroju wnętrza placówki medycznej.

Wymiary i Dostosowanie:

- **Wymiary Stolika Bez Wyposażenia Opcjonalnego:** 570x550x900 mm
- **Wymiary Półki:** 450x500 mm
- **Dostępne Szerokości Półki:** 450, 500, 550, 600 mm (wymiary szerokości półki mają wpływ na całkowite wymiary stolika i cenę)

Nasz Stolik na Narzędzia Medyczne to nie tylko praktyczne narzędzie, ale również elegancki dodatek do każdej placówki medycznej, który pomaga w organizacji pracy i zapewnianiu efektywności. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, nasz stolik stanowi niezastąpione wsparcie dla personelu medycznego.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary