

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-narzedzia-stomatologiczne-p-1954.html>



Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-004 – stomatologiczny, 2 półki i szuflada

Cena brutto	3 260,00 zł
Cena netto	3 018,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-1 G-004
Kod producenta	G-03-PS(1)P-45-90-ABS3-0000-K6

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-004 – stomatologiczny, 2 półki i szuflada to funkcjonalny model przeznaczony do organizacji aparatury, akcesoriów i materiałów używanych w gabinetach medycznych. Dzięki swojej konstrukcji bardzo dobrze sprawdza się również jako stolik pomocniczy w gabinecie stomatologicznym, gdzie liczy się wygodny dostęp do wyposażenia i dobra organizacja stanowiska pracy.

Model K-1 G-004 został wyposażony w **2 półki, 1 szufladę, listwę zasilającą, 2 klipsy do przewodów** oraz **uchwyt do przetaczania**. Taki układ ułatwia rozmieszczenie urządzeń, materiałów i drobnych akcesoriów, a jednocześnie pozwala utrzymać porządek podczas codziennego użytkowania.

Najważniejsze cechy stolika K-1 G-004

- 2 półki o wymiarach 450 x 320 mm,
- 1 szuflada z frontem o wysokości 130 mm,
- 1 listwa zasilająca w standardzie,
- 2 klipsy do przewodów,
- 1 uchwyt do przetaczania,
- koła o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą,
- regulacja położenia półek i szuflady,
- możliwość późniejszej rozbudowy stolika bez wykonywania otworów.

Wykonanie i konstrukcja

Stelaż stolika wykonano z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny posiada 2 kanały montażowe po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia blatów i szuflady oraz pozwala rozbudować stolik w przyszłości za pomocą elementów łącznych. Kanały montażowe zostały zabezpieczone maskownicą, co ogranicza gromadzenie się zabrudzeń.

Półki i szuflada są stalowe i lakierowane proszkowo na biało. Szuflada ma ścięte narożniki, a jej front może być malowany na wybrany kolor RAL. Blat z pogłębieniem poprawia bezpieczeństwo użytkowania i pomaga ograniczyć przypadkowe przesuwanie odkładanych elementów.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym odpowiada za stabilność całej konstrukcji. Stolik wyposażono w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co ułatwia przemieszczanie i ustawienie modelu w wybranym miejscu pracy.

Zastosowanie

Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-004 znajduje zastosowanie w gabinetach stomatologicznych, diagnostycznych i zabiegowych. To dobry wybór wszędzie tam, gdzie potrzebny jest kompaktowy stolik medyczny z półkami, szufladą oraz wyposażeniem ułatwiającym organizację przewodów i sprzętu.

Dane techniczne

Typ produktu	stolik pod aparaturę medyczną
Model	K-1 G-004
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-1 G-004
Kod producenta	G-03-PS(1)P-45-90-ABS3-0000-K6
Układ	2 półki, 1 szuflada
Wyposażenie standardowe	1 listwa zasilająca, 2 klipsy do przewodów, 1 uchwyt do przetaczania
Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego	550 x 435 x 900 mm
Wymiary półki	450 x 320 mm
Wymiary powierzchni użytkowej półki	400 x 270 mm
Wymiary szuflady	450 x 320 x 155 mm
Wysokość frontu szuflady	130 mm
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady	375 x 280 x 105 mm
Stelaż	profil aluminiowy lakierowany proszkowo na biało
Półki i szuflada	stalowe, lakierowane proszkowo na biało
Błat	z pogłębieniem
Podstawa	stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym
Koła	średnica 75 mm, 2 koła z blokadą
Kolor frontu szuflady	wybrany kolor RAL
Informacja dodatkowa	istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Informacja o standardzie produkcji

Producent deklaruje, że swoje wyroby wytwarza w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485. Proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

FAQ

Do jakich gabinetów pasuje stolik K-1 G-004?

Model K-1 G-004 sprawdza się w gabinetach stomatologicznych, diagnostycznych i zabiegowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji może pełnić funkcję stolika pod aparaturę medyczną lub stolika pomocniczego na akcesoria i materiały.

Jakie wyposażenie standardowe posiada ten stolik?

Stolik wyposażono w 2 półki, 1 szufladę, 1 listwę zasilającą, 2 klipsy do przewodów oraz 1 uchwyt do przetaczania.

Czy w tym modelu można regulować położenie półek i szuflady?

Tak. Profil nośny z kanałami montażowymi umożliwia regulację położenia półek i szuflady oraz pozwala na późniejszą rozbudowę stolika.

Czy front szuflady można zamówić w innym kolorze?

Tak. Front szuflady może być malowany na wybrany kolor RAL. Producent dopuszcza także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Jakie są dokładne wymiary stolika i szuflady?

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 550 x 435 x 900 mm. Szuflada ma wymiary 450 x 320 x 155 mm, a jej powierzchnia użytkowa wynosi 375 x 280 x 105 mm.

Powiązane kategorie

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#)
- [Asystory medyczne i stomatologiczne](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary