

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-oddzial-ratunkowy-p-2764.html>



Stolik na oddział ratunkowy

Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 685,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02/B2 (ST)
Kod producenta	C-03-S(1)PK(90)-66-ST-K5-W

Opis produktu

Stolik na Oddział Ratunkowy - Profesjonalne Wyposażenie Medyczne

Prezentujemy nowoczesny stolik medyczny na oddział ratunkowy, zaprojektowany z myślą o najwyższej funkcjonalności, trwałości oraz ergonomii w codziennej pracy personelu medycznego. Nasz stolik szpitalny to idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, które stawiają na jakość, wygodę i efektywną organizację przestrzeni.

Funkcyjny stolik szpitalny - idealny na SOR i nie tylko

Wyposażony w przemysłowe elementy organizacyjne, stolik na oddział ratunkowy doskonale sprawdza się w dynamicznym środowisku medycznym. Dzięki przestronnemu blatowi o wymiarach 705x415x20 mm zapewnia dużą powierzchnię roboczą do codziennego użytku. Wbudowana szuflada o wymiarach 655x385x155 mm umożliwia bezpieczne i wygodne przechowywanie drobnych narzędzi oraz materiałów medycznych.

Półki i kosze - maksymalna organizacja przestrzeni

Dodatkowa półka o wymiarach 655x415x20 mm pozwala na przechowywanie najpotrzebniejszych akcesoriów medycznych w zasięgu ręki. Półka koszowa 655x405x90 mm oferuje jeszcze więcej miejsca na większe przedmioty, zapewniając łatwy dostęp oraz bezpieczne przechowywanie.

Solidna i higieniczna konstrukcja

Konstrukcja stolika oparta jest na aluminiowo-stalowym stelażu lakierowanym proszkowo, co gwarantuje trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i łatwość w utrzymaniu czystości – kluczowe w środowiskach szpitalnych. Koła o średnicy 75 mm, z których dwa posiadają blokadę, umożliwiają łatwe i stabilne przemieszczanie stolika w obrębie placówki. Materiały odporne na warunki szpitalne

Blat i półka wykonane są z kwasoodpornej stali nierdzewnej 0H18N9, co chroni przed korozją i ułatwia dezynfekcję. Szuflada i półka koszowa pokryte proszkowo-białą farbą, zapewniają estetyczny i spójny wygląd całej konstrukcji. Stelaż na worek na odpady – porządek i higiena

W zestawie znajduje się praktyczny uchwyt na worek na odpady, wykonany ze stalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo. Wyposażony w uchylną pokrywę z tworzywa ABS, skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów oraz poprawia higienę pracy.

Stolik na oddział ratunkowy, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x480x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**