

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-oddzialy-do-przewozenia-lekow-p-2756.html>



Stolik na oddziały do przewożenia leków

Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 666,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-01/A (ST)
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-ST-K5

Opis produktu

Stolik na oddziały do przewożenia leków to funkcjonalne i wytrzymałe rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie dla potrzeb placówek medycznych. Ten solidnie wykonany stolik zapewnia wygodne przenoszenie leków i niezbędnego wyposażenia, dzięki swojej funkcjonalnej konstrukcji i praktycznym elementom.

Wykonany z wysokiej jakości materiałów, stolik posiada stelaż aluminiowo-stalowy, który został lakierowany proszkowo na biało. Dzięki temu jest trwały, odporny na uszkodzenia i łatwy w utrzymaniu czystości. Stelaż posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dodatkowo, stolik jest przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego za pomocą elementów złącznych, co eliminuje konieczność wykonywania otworów.

Stolik wyposażony jest w cztery koła, o średnicy 75 mm, zamocowane w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z nich posiadają blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Koła są również wyposażone w uchwyty zintegrowane z konstrukcją, wykonane z pręta o średnicy 8 mm, co ułatwia prowadzenie stolika.

Błat stolika został wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co czyni go odpornym na korozję i uszkodzenia. Błat jest montowany na stałe do stelaża i posiada podniesiony rant, który zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów.

Stolik jest również wyposażony w dwie półki koszowe, wykonane z lakierowanej proszkowo na biało stali. Półki posiadają wymiary 655x405x90 mm (szerokość x głębokość x wysokość) i stanowią praktyczne miejsce do przechowywania dodatkowych akcesoriów i leków.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 770x430x880 mm, natomiast wymiary blatu to 705x415x20 mm. Dzięki odpowiednio dobranym rozmiarom, stolik zapewnia wystarczającą powierzchnię roboczą, jednocześnie nie zajmując zbyt wiele miejsca.

Stolik na oddziały do przewożenia leków to solidne, funkcjonalne i praktyczne rozwiązanie, które ułatwi organizację pracy personelu medycznego i zapewni wygodę podczas przenoszenia niezbędnego wyposażenia. Jego trwała konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały gwarantują długotrwałe użytkowanie i zadowolenie z użytkowania.

Stolik na oddziały do przewożenia leków, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm
- wymiary blatu: 705x415x20 mm
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**