

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-oddzialy-szpitalne-p-1962.html>

Stolik na oddziały szpitalne



Cena brutto	2 180,00 zł
Cena netto	2 018,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-BPK(90)-66-ST-K5-WSTW2.01.ST

Opis produktu

Stolik na oddziały szpitalne to funkcjonalne i praktyczne rozwiązanie, idealne do użytku w środowisku medycznym. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, ten stolik zapewnia niezawodność, trwałość i łatwość czyszczenia.

Stelaż stolika został wykonany z aluminium i stali, pokryty lakierem proszkowym na biało. Posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu stolik jest przystosowany do montażu dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów łącznych, eliminując konieczność wykonywania dodatkowych otworów. Stelaż jest również wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa posiadają blokadę. Uchwyty do prowadzenia stolika wykonane są z pręta o średnicy 8 mm, stanowiąc zintegrowany element konstrukcji.

Błat górny oraz półka stolika wykonane są ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co zapewnia trwałość i łatwość czyszczenia. Błat ma wymiary 705x415x20 mm, a podniesiony rant zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów z powierzchni. Półka ma wymiary 655x415x20 mm, a powierzchnia użytkowa ma wymiary 652x412x17 mm, zapewniając odpowiednią przestrzeń do przechowywania i organizowania niezbędnych przedmiotów.

Stolik posiada również półkę kosзовą, która jest stalowa i pokryta lakierem proszkowym na biało. Jej wymiary to 655x405x90 mm, co zapewnia wystarczającą przestrzeń do przechowywania różnych przedmiotów.

Dodatkowo, stolik wyposażony jest w stelaż do worka na odpady, który również wykonany jest ze stali i pokryty lakierem proszkowym. Posiada pokrywę z tworzywa ABS w kolorze białym. Całkowite wymiary stolika to 950x430x880 mm, co zapewnia odpowiednią wysokość i przestrzeń roboczą.

Stolik na oddziały szpitalne jest praktycznym rozwiązaniem, które pozwala na efektywne zarządzanie przestrzenią i organizację niezbędnego sprzętu w środowisku medycznym. Jego solidna konstrukcja i trwałe materiały gwarantują długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia czy degradację.

Stolik na oddziały szpitalne, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm

-
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**