

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-opatrunki-stal- kwasoodporna-p-2779.html>



Stolik na opatrunki - stal kwasoodporna

Cena brutto	3 808,00 zł
Cena netto	3 525,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02/D (KO) z wyp
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-KO-K5-W

Opis produktu

Stolik na opatrunki - stal kwasoodporna 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm, szuflada:655x415x155mm), 1xpółka koszowa 655x405x90mm, 2xszyina instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami, 1xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, 1xpoj. na zużyte igły, 1xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron.

Nasz stolik na opatrunki wykonany jest z najwyższej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zapewniającej trwałość i odporność na korozję. Idealny do użytku w placówkach medycznych, szpitalach, czy gabinetach lekarskich, ten stolik jest niezbędnym narzędziem dla personelu medycznego.

Stelaż stolika jest wyposażony w cztery solidne koła o średnicy 75 mm, z czego dwa posiadają blokadę, co umożliwia łatwe przemieszczanie i stabilne pozycjonowanie stolika. Uchwyty do prowadzenia prętem o średnicy 8 mm są zintegrowane z konstrukcją, co dodatkowo ułatwia obsługę i manewrowanie.

Blat stolika został specjalnie zaprojektowany z podniesionym rantem, co zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów. Blat jest montowany na stałe do stelaża, zapewniając stabilną i wytrzymałą powierzchnię roboczą.

Dodatkowo, stolik jest wyposażony w praktyczne elementy, takie jak szuflada o wymiarach 655x415x155 mm, która zapewnia dużo miejsca do przechowywania i organizowania opatrunków. Półka koszowa o wymiarach 655x405x90 mm stanowi wygodne miejsce do umieszczenia dodatkowych akcesoriów i narzędzi.

Stolik jest także wyposażony w dwie szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami, umożliwiające łatwe mocowanie i dostęp do niezbędnych narzędzi medycznych. Ponadto, znajduje się kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, który ułatwia utrzymanie czystości w otoczeniu pracy.

Dodatkowe pojemniki na zużyte igły oraz rękawiczki, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zapewniają bezpieczne i higieniczne przechowywanie odpadów medycznych.

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 770x480x880 mm. Blat ma wymiary 705x415x20 mm, a szuflada - 655x385x155 mm, zapewniając wystarczającą przestrzeń do przechowywania opatrunków i narzędzi. Półka koszowa ma wymiary 655x405x90 mm, co pozwala na porządkowanie dodatkowych akcesoriów w wygodny sposób.

Stolik na opatrunki - stal kwasoodporna, dane techniczne:

-
- Wymiary stolika bez wyposażenie opcjonalnego: 770x480x880 mm
 - wymiary blatu: 705x415x20 mm
 - wymiary szuflady: 655x385x155 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
 - wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**