

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-przybory-medyczne-p-2041.html>



Stolik na przybory medyczne

Cena brutto	1 860,00 zł
Cena netto	1 722,22 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-B2Q-33-ST-K5

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu wyjątkowy stolik na przybory medyczne, który idealnie spełnia wszystkie wymagania i oczekiwania profesjonalistów z branży medycznej. Ten funkcjonalny i nowoczesny stolik zapewni niezawodne wsparcie i ułatwi pracę w każdym profesjonalnym środowisku medycznym.

Konstrukcja tego stolika została starannie zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną wygodę i elastyczność. Stelaż wykonany z aluminium i stali, lakierowany proszkowo na biało, prezentuje nie tylko estetyczny wygląd, ale również wyjątkową trwałość. Dodatkowo, kanały montażowe po wewnętrznej stronie stelaża umożliwiają dowolną regulację wysokości półek, co zapewnia optymalne dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Niezwykle istotną zaletą jest fakt, że montaż wyposażenia dodatkowego odbywa się wyłącznie za pomocą elementów złącznych, co eliminuje potrzebę wykonywania otworów.

Ten funkcjonalny stolik jest wyposażony w wytrzymałe koła o średnicy 75 mm, z obudową stalową ocynkowaną, co zapewnia płynne i stabilne poruszanie się po pomieszczeniu. Dwa z tych kół są wyposażone w blokadę, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo w trakcie pracy. Dodatkowo, stolik posiada wygodny uchwyt z kształtownika o przekroju 20x20 mm, który stanowi zintegrowany element konstrukcji, umożliwiając łatwe prowadzenie stolika.

W skład tego stolika wchodzi wyjmowana taca wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, która jest idealna do przechowywania i organizowania różnych przyborów medycznych. Jej powierzchnia użytkowa o wymiarach 358x288x17 mm zapewnia wystarczającą przestrzeń do umieszczenia niezbędnych narzędzi i akcesoriów.

Dodatkowo, stolik posiada kuwetę z tworzywa sztucznego o wymiarach 335x260x60 mm, która jest idealna do przechowywania płynów lub innych substancji, które mogą być potrzebne w trakcie procedur medycznych.

Wymiary całkowite tego stolika wynoszą 490x430x890 mm, co sprawia, że jest on kompaktowy i łatwy do umieszczenia w różnych przestrzeniach. Jego praktyczny rozmiar pozwala na wygodne korzystanie z niego nawet w ograniczonej przestrzeni.

Stolik na przybory medyczne został wyprodukowany w kraju i jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych. Ponadto, jego cena obejmuje stawkę VAT w wysokości 8%.

Ten stolik jest niezawodnym narzędziem dla personelu medycznego, oferującym wyjątkową trwałość, funkcjonalność i estetykę. Jest to doskonały wybór dla każdego profesjonalnego środowiska medycznego, które szuka wysokiej jakości i praktycznego rozwiązania do przechowywania i organizowania przyborów medycznych.

Stolik na przybory medyczne, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 490x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 358x288x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**