

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-przyrzady-stomatologiczne-asystor-p-2063.html>



Asystor stomatologiczny z 3 szufladami na kółkach

Cena brutto	3 321,00 zł
Cena netto	3 075,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04ST
Kod producenta	A-01-S(3)-ST-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor stomatologiczny z 3 szufladami na kółkach to mobilny stolik pomocniczy przeznaczony do organizacji narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów jednorazowych i drobnego wyposażenia w gabinecie stomatologicznym. Model posiada **3 szuflady**, blat ze stali lakierowanej proszkowo z pogłębieniem oraz **pole odkładcze 400 × 400 mm**, które tworzy wygodną powierzchnię roboczą przy stanowisku.

Korpus szafki wykonano ze stali lakierowanej proszkowo na biało, a front może być wykończony w wybranym kolorze RAL. Wewnątrz zastosowano materiał wygłuszający, który nie chłonie wilgoci i pomaga ograniczać wibracje podczas codziennego użytkowania.

Produkt dostępny na zamówienie. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni** i zależy od wybranej konfiguracji.

Stolik na przyrządy stomatologiczne do gabinetu

Produkt może pełnić funkcję **stolika na przyrządy stomatologiczne**, mobilnego asystora stomatologicznego oraz pomocniczego stolika do organizacji pracy przy fotelu. Dzięki 3 szufladom, polu odkładczemu 400 × 400 mm i podstawie na kółkach ułatwia przechowywanie narzędzi, materiałów i akcesoriów potrzebnych podczas codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym.

Najważniejsze cechy modelu

- 3 szuflady z wysokością frontu 3 × 130 mm,
- blat ze stali lakierowanej proszkowo z pogłębieniem,
- pole odkładcze 400 × 400 mm w górnej części korpusu,
- szafka lakierowana proszkowo na biało,
- front w wybranym kolorze RAL,
- materiał wygłuszający ograniczający wibracje i niechłoniący wilgoci,
- pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo na biało,
- podwójne koła o średnicy 55 mm, w tym 3 z blokadą.

Dlaczego ten asystor dobrze sprawdza się w gabinecie

Ten wariant warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest kompaktowy asystor z większą liczbą szuflad niż w modelach dwuszufladowych, ale bez przechodzenia na wyższy korpus czteroszufladowy. Trzy szuflady ułatwiają rozdzielenie akcesoriów, materiałów jednorazowych i drobnych narzędzi, a pogłębiony blat pomaga utrzymać porządek podczas pracy przy stanowisku.

Dzięki podstawie na pięciu kołach stolik można wygodnie przestawiać, a trzy blokady pozwalają ustabilizować go w wybranym miejscu. To praktyczne rozwiązanie do gabinetów, w których liczy się mobilność, szybki dostęp do wyposażenia i czytelna organizacja strefy roboczej.

Dane techniczne asystora stomatologicznego z 3 szufladami

Nazwa produktu	Asystor stomatologiczny z 3 szufladami na kółkach
Typ wyposażenia	mobilny asystor stomatologiczny / stolik na przyrządy stomatologiczne
Przeznaczenie	gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, pracownia specjalistyczna
Liczba szuflad	3 szuflady
Wysokość frontów szuflad	3 × 130 mm
Błat	blat ze stali lakierowanej proszkowo z pogłębieniem
Pole odkładcze	400 × 400 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Wymiary szafki	450 × 450 × 413 mm
Korpus	stal lakierowana proszkowo na biało
Front	możliwość wyboru koloru frontu z palety RAL
Materiał wygłuszający	materiał niechłonący wilgoci, ograniczający wibracje
Podstawa	pięcioramienna podstawa jezdna lakierowana proszkowo na biało
Średnica podstawy	600 mm
Koła	5 podwójnych kół, średnica 55 mm
Blokady kół	3 koła z blokadą
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04ST
Kod producenta	A-01-S(3)-ST-0000-K4.3
Funkcja produktu	mobilna organizacja narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów i akcesoriów pomocniczych
Dostępność	produkt dostępny na zamówienie
Czas realizacji	4-6 tygodni, zależnie od wybranej konfiguracji

Jakość produkcji

Producent realizuje wytwarzanie wyrobów w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wymagań środowiskowych, co wspiera powtarzalność wykonania i jakość wyrobu.

Warianty powiązane

Jeżeli szukasz innej konfiguracji, zobacz także [asystor z 2 szufladami](#), [model z 4 szufladami](#) oraz [wersję ze stali kwasoodpornej](#).

FAQ

Czy ten produkt to asystor stomatologiczny z 3 szufladami?

Tak. Produkt jest **asystorem stomatologicznym z 3 szufladami na kółkach**, przeznaczonym do organizacji narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów jednorazowych i drobnego wyposażenia pomocniczego w gabinecie stomatologicznym. Podobne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy asystor stomatologiczny z 3 szufladami sprawdzi się jako stolik na przyrządy stomatologiczne?

Tak. Model może pełnić funkcję **stolika na przyrządy stomatologiczne**, mobilnego asystora oraz pomocniczego stolika roboczego przy fotelu. Dzięki 3 szufladom, blatowi z pogłębieniem i polu odkładczemu **400 × 400 mm** ułatwia uporządkowanie narzędzi, akcesoriów i materiałów potrzebnych podczas codziennej pracy.

Do jakiego gabinetu pasuje asystor stomatologiczny na kółkach?

Asystor stomatologiczny na kółkach sprawdzi się przede wszystkim w gabinecie stomatologicznym, ale może być stosowany również w gabinecie zabiegowym, pracowni specjalistycznej lub innym miejscu, gdzie potrzebna jest mobilna organizacja narzędzi i materiałów. Jeżeli szukasz innych rozwiązań pomocniczych do gabinetu, zobacz także [stoliki wielofunkcyjne medyczne](#).

Czym różni się ten model od asystora z 2 szufladami?

Ten model ma **3 szuflady**, dlatego daje więcej miejsca na segregację narzędzi, przyrządów stomatologicznych i drobnych akcesoriów niż wariant 2-szufladowy. Jeżeli potrzebujesz mniejszego modelu, porównaj go z produktem [asystor medyczny narzędziowy z 2 szufladami](#).

Czy blat z pogłębieniem jest praktyczny w gabinecie stomatologicznym?

Tak. **Blat z pogłębieniem** pomaga utrzymać porządek na powierzchni roboczej i ułatwia odkładanie drobnych akcesoriów podczas pracy. W połączeniu z polem odkładczym 400 x 400 mm asystor może pełnić funkcję praktycznego stolika pomocniczego przy stanowisku stomatologicznym.

Czy produkt jest mobilny?

Tak. Asystor posiada podstawę jezdnią oraz **5 kół**, w tym **3 koła z blokadą**. Dzięki temu można go wygodnie ustawić przy fotelu stomatologicznym, stanowisku zabiegowym lub miejscu przygotowania narzędzi. Więcej mobilnych modeli znajdziesz w kategorii [mobilne asystory stomatologiczne i medyczne](#).

Czy lepiej wybrać asystor z 3 szufladami czy model z 4 szufladami?

Asystor stomatologiczny z 3 szufladami będzie dobrym wyborem do podstawowej i średniej organizacji narzędzi oraz materiałów. Jeżeli w gabinecie potrzebna jest większa pojemność i dokładniejsza segregacja wyposażenia, warto porównać go z modelem [asystor stomatologiczny z 4 szufladami](#).

Czy ten asystor można porównać z pomocnikiem stomatologicznym AS-1510?

Tak. Oba produkty są przeznaczone do organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym. Ten model pełni funkcję mobilnego stolika na przyrządy stomatologiczne z 3 szufladami i polem odkładczym, natomiast [pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#) może być lepszym wyborem, jeżeli szukasz alternatywnej konstrukcji z serii ALUMED.

Czy warto wybrać wersję ze stali kwasoodpornej?

Jeżeli priorytetem jest stal kwasoodporna i łatwe utrzymanie czystości w bardziej wymagającym środowisku, warto porównać ten model z produktem [asystor medyczny ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#). Model z 3 szufladami będzie natomiast dobrym wyborem tam, gdzie ważna jest większa liczba szuflad i organizacja przyrządów stomatologicznych.

Czy asystor stomatologiczny z 3 szufladami ma pole odkładcze?

Tak. Produkt posiada **pole odkładcze 400 x 400 mm**, które ułatwia odkładanie narzędzi, materiałów i akcesoriów podczas pracy. To ważna cecha przy wyborze asystora do gabinetu stomatologicznego, ponieważ pozwala połączyć funkcję przechowywania z wygodną powierzchnią pomocniczą.

Jaki asystor wybrać, jeśli potrzebna jest szuflada i szafka?

Jeżeli oprócz szuflady potrzebna jest także zamykana szafka, dobrym porównaniem będzie [asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką](#). Model stomatologiczny z 3 szufladami będzie lepszy wtedy, gdy najważniejsza jest segregacja narzędzi i szybki dostęp do drobnych przyrządów.

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest wykonywany zgodnie z wybraną konfiguracją. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy zamówieniu warto uwzględnić czas przygotowania asystora oraz ewentualny wybór wariantu kolorystycznego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary
Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące