

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-przyrzady-stomatologiczne-stal- kwasoodporna-p-2064.html>



Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej K-5 A-04 KO – 3 szuflady

Cena brutto	3 532,00 zł
Cena netto	3 270,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04KO
Kod producenta	A-01-S(3)-KO-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej K-5 A-04 KO z 3 szufladami to mobilny stolik na przyrządy stomatologiczne przeznaczony do organizacji narzędzi, akcesoriów i materiałów przy stanowisku pracy. Model wykonano ze stali kwasoodpornej gat. **0H18N9**, dlatego dobrze sprawdza się w gabinetach, w których liczy się trwałość, higiena i łatwe utrzymanie czystości.

Produkt posiada **3 szuflady**, blat z pogłębieniem oraz **pole robocze 400 × 400 mm**. Pięcioramienna podstawa ze stali kwasoodpornej, koła o średnicy **55 mm** i **3 koła z blokadą** ułatwiają ustawienie asystora przy fotelu stomatologicznym lub stanowisku zabiegowym.

Stolik na przyrządy stomatologiczne ze stali kwasoodpornej

Model K-5 A-04 KO może pełnić funkcję **stolika na przyrządy stomatologiczne ze stali kwasoodpornej**, mobilnego asystora stomatologicznego oraz pomocniczego stolika roboczego do gabinetu. Połączenie 3 szuflad, pola roboczego 400 × 400 mm i konstrukcji 0H18N9 pozwala wygodnie segregować narzędzia, materiały i akcesoria potrzebne podczas codziennej pracy.

Najważniejsze cechy modelu K-5 A-04 KO

- szafka z 3 szufladami, wysokość frontu 3 × 130 mm,
- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem,
- górna część korpusu z polem odkładczym stanowiącym powierzchnię roboczą 400 × 400 mm,
- korpus wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci i ograniczający wibracje,
- pięcioramienna podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm, w tym 3 z blokadą.

Zastosowanie

Model K-5 A-04 KO sprawdza się jako asystor stomatologiczny do wygodnej organizacji narzędzi, akcesoriów i materiałów przy stanowisku pracy. Trzy szuflady pomagają rozdzielić wyposażenie według potrzeb gabinetu, a górne pole odkładcze 400 × 400 mm daje praktyczną powierzchnię roboczą do bieżącego odkładania potrzebnych elementów.

Konstrukcja i wygodna praca

Blat z pogłębieniem ułatwia codzienną pracę i porządkowanie przyrządów, a korpus z materiałem wygłuszającym ogranicza

wibracje i nie chłonie wilgoci. Pięcioramienna podstawa z podwójnymi kołami zapewnia mobilność, a 3 blokady zwiększają stabilność wtedy, gdy asystor ma pozostać w stałej pozycji przy fotelu lub stanowisku zabiegowym.

Dane techniczne asystora stomatologicznego K-5 A-04 KO

Nazwa produktu	Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej K-5 A-04 KO – 3 szuflady
Typ wyposażenia	mobilny asystor stomatologiczny / stolik na przyrządy stomatologiczne
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Przeznaczenie	gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, pracownia specjalistyczna
Liczba szuflad	3 szuflady
Wysokość frontów szuflad	3 × 130 mm
Błat	blat ze stali kwasoodpornej 0H18N9 z pogłębieniem
Pole robocze / odkładcze	400 × 400 mm
Korpus	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Materiał wygłuszający	materiał niechłonący wilgoci, ograniczający wibracje
Podstawa	pięcioramienna podstawa jezdna ze stali kwasoodpornej 0H18N9
Koła	podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego, średnica 55 mm
Blokady kół	3 koła z blokadą
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-04KO
Kod producenta	A-01-S(3)-KO-0000-K4.3
Funkcja produktu	organizacja przyrządów stomatologicznych, narzędzi, materiałów i akcesoriów pomocniczych
Czas realizacji	4-6 tygodni

Opcja dodatkowo płatna

Dostępna jest opcja lakierowania frontów na wybrany kolor z palety RAL za dopłatą.

Powiązane warianty

Jeżeli szukasz innej konfiguracji, sprawdź także [lakierowany asystor stomatologiczny z 3 szufladami](#), [kwasoodporny model z 4 szufladami](#) oraz całą kategorię [asystorów stomatologicznych](#).

Producent wskazuje, że wyroby powstają w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny prowadzony jest z uwzględnieniem wymagań środowiskowych.

Jakość wykonania i standard produkcji

Produkt powstaje w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

FAQ

Czy K-5 A-04 KO to asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej?

Tak. **K-5 A-04 KO** to **asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej 0H18N9** z 3 szufladami, przeznaczony do organizacji narzędzi, przyrządów stomatologicznych, materiałów i akcesoriów pomocniczych w gabinecie. Podobne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy ten model może pełnić funkcję stolika na przyrządy stomatologiczne?

Tak. Model K-5 A-04 KO może być używany jako **stolik na przyrządy stomatologiczne ze stali kwasoodpornej**, mobilny asystor stomatologiczny oraz pomocniczy stolik roboczy przy fotelu. Dzięki 3 szufladom, blatowi z pogłębieniem i polu roboczemu **400 × 400 mm** ułatwia uprządkowanie narzędzi oraz szybki dostęp do potrzebnych materiałów.

Czym różni się wersja kwasoodporna od lakierowanego asystora z 3 szufladami?

Wersja K-5 A-04 KO jest wykonana ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**, dlatego będzie lepszym wyborem tam, gdzie ważna

jest trwałość, higiena i łatwiejsze utrzymanie czystości. Wariant lakierowany może być odpowiedni wtedy, gdy priorytetem jest niższa cena lub dopasowanie kolorystyczne. Do porównania zobacz [asystor stomatologiczny z 3 szufladami na kółkach](#).

Co daje stal kwasoodporna 0H18N9 w asystorze stomatologicznym?

Stal kwasoodporna **0H18N9** jest dobrym wyborem do wyposażenia medycznego i stomatologicznego, ponieważ sprawdza się w intensywnie użytkowanych gabinetach, gdzie liczy się trwałość, odporność materiału i łatwe utrzymanie powierzchni w czystości. Więcej wyposażenia z tego materiału znajdziesz w kategorii [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Czy asystor stomatologiczny K-5 A-04 KO ma 3 szuflady?

Tak. Ten model posiada **3 szuflady**, które pomagają segregować narzędzia, przyrządy stomatologiczne, materiały jednorazowe i drobne akcesoria. Układ 3-szufladowy jest dobrym kompromisem między pojemnością a kompaktową formą mobilnego asystora.

Czy lepiej wybrać asystor kwasoodporny z 3 czy 4 szufladami?

Asystor stomatologiczny kwasoodporny z 3 szufladami będzie dobrym wyborem do standardowej organizacji narzędzi i materiałów. Jeżeli potrzebna jest większa pojemność i dokładniejsza segregacja wyposażenia, warto porównać go z modelem [asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej z 4 szufladami](#).

Czy model K-5 A-04 KO ma pole robocze 400 × 400 mm?

Tak. Asystor posiada **pole robocze 400 × 400 mm**, które może służyć jako powierzchnia odkładcza na narzędzia, materiały i akcesoria używane podczas pracy. To ważna cecha przy wyborze stolika na przyrządy stomatologiczne do codziennej organizacji stanowiska.

Czy blat z pogłębieniem jest praktyczny w pracy stomatologicznej?

Tak. **Blat z pogłębieniem** ułatwia odkładanie drobnych akcesoriów i pomaga utrzymać porządek na powierzchni roboczej. W połączeniu z 3 szufladami i polem 400 × 400 mm zwiększa funkcjonalność asystora przy fotelu stomatologicznym.

Czy asystor stomatologiczny K-5 A-04 KO jest mobilny?

Tak. Produkt ma pięcioramienną podstawę jezdnią, koła o średnicy 55 mm oraz **3 koła z blokadą**. Dzięki temu można go wygodnie ustawić przy fotelu stomatologicznym, stanowisku zabiegowym albo miejscu przygotowania narzędzi. Inne mobilne modele znajdziesz w kategorii [mobilne asystory stomatologiczne i medyczne](#).

Czym różni się ten model od asystora medycznego 0H18N9 z 2 szufladami?

Model K-5 A-04 KO ma **3 szuflady** i jest ukierunkowany na organizację przyrządów stomatologicznych. Jeżeli wystarczą 2 szuflady lub potrzebny jest bardziej ogólny asystor medyczny ze stali kwasoodpornej, warto porównać go z produktem [asystor medyczny 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami](#).

Czy ten asystor można porównać z pomocnikiem stomatologicznym AS-1510?

Tak. Oba produkty pomagają organizować pracę w gabinecie stomatologicznym, ale K-5 A-04 KO jest wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9, natomiast [pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#) jest alternatywnym modelem z serii ALUMED. Wybór zależy od tego, czy ważniejsza jest konstrukcja kwasoodporna, czy inny układ i stylistyka asystora.

Czy warto wybrać asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej zamiast zwykłego stolika?

Tak, jeżeli potrzebujesz nie tylko powierzchni odkładczej, ale także zamykanych szuflad i mobilnej organizacji stanowiska. Asystor stomatologiczny ze stali kwasoodpornej łączy funkcję stolika pomocniczego, organizera narzędzi i mobilnego mebla gabinetowego. Jeżeli szukasz szerszej grupy podobnych produktów, zobacz także [stoliki zabiegowe ze stali kwasoodpornej](#).

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest wykonywany lub kompletowany zgodnie z konfiguracją. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy zamówieniu warto uwzględnić czas przygotowania asystora oraz ewentualne opcje wykonania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały (+ 150,00 zł), RAL9001-kremowy (+ 150,00 zł), RAL 1013-perłowy (+ 150,00 zł), RAL

1015-beżowy (+ 150,00 zł), RAL 1018-żółty (+ 150,00 zł), RAL 3015-jasny różowy (+ 150,00 zł), RAL 3000-czerwony (+ 150,00 zł), RAL 1034-brzoskwiniowy (+ 150,00 zł), RAL 2008-pomarańczowy (+ 150,00 zł), RAL 5021-morski (+ 150,00 zł), RAL 6033-seledynowy (+ 150,00 zł), RAL 6027-lekko zielony (+ 150,00 zł), RAL 6019-jasny zielony (+ 150,00 zł), RAL 6018-zielony (+ 150,00 zł), RAL 5012-niebieski (+ 150,00 zł), RAL 5017-ciemny niebieski (+ 150,00 zł), RAL 5002-granatowy (+ 150,00 zł), RAL 9006-aluminowy (+ 150,00 zł), RAL 7035-szary (+ 150,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące