

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-na-sprzet-medyczny-p-2034.html>



Stolik na sprzęt medyczny

Cena brutto	4 260,00 zł
Cena netto	3 944,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-03-F-KO
Kod producenta	D-03-S(1)QK(90)-66-KO-K5-WKR2.(295)x95x85.K O.EP-20

Opis produktu

Stolik Medyczny na Sprzęt z Stali Kwasoodpornej

Zapraszamy do odkrycia innowacyjnego stolika medycznego, idealnego do kompleksowego zarządzania sprzętem medycznym. Nasz produkt, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, reprezentuje najwyższą jakość, trwałość i funkcjonalność.

Funkcje i Specyfikacje:

Wyjmowana Taca o Wymiarach 705x390x18 mm: Praktyczna i łatwa w utrzymaniu, zapewniająca dużo miejsca na układanie i przechowywanie różnorodnych akcesoriów medycznych.

Szuflada o Wymiarach 655x385x155 mm: Duża, wygodna i łatwa w obsłudze, umożliwiająca bezpieczne przechowywanie i szybki dostęp do niezbędnych przedmiotów.

Kuweta z Tworzywa o Wymiarach 395x325x65 mm: Higieniczne i łatwe w czyszczeniu miejsce na przechowywanie mniej kształtowych przedmiotów medycznych.

Półka Koszowa o Wymiarach 655x405x90 mm: Doskonałe rozwiązanie do organizacji i segregacji sprzętu, umożliwiające szybki dostęp do niezbędnych przedmiotów.

Koszyk na Akcesoria o Wymiarach 295x95x85 mm: Kompaktowy i praktyczny, zapewnia dodatkową przestrzeń na mniejsze akcesoria medyczne.

Stelaż do Worka na Odpady z Pokrywą Uchylną: Zintegrowane kółka (średnica 75 mm) w obudowie stalowej ocynkowanej, z dwoma z blokadą, ułatwiają mobilność i stabilność stolika. Stelaż posiada uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm.

Kompaktowe Wymiary Całkowite: 1000x480x890 mm: Stolik jest ergonomiczny i nie zajmuje dużo miejsca, idealny do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni.

Dodatkowe Informacje:

- **Materiał:** Stal Kwasoodporna (gat. 0H18N9)
- **Kolor:** Stalowy z szarymi akcentami
- **Łatwość Czyszczenia:** Wszystkie elementy są łatwe do utrzymania w czystości, co jest kluczowe w środowisku medycznym.

Odkryj nową erę zarządzania sprzętem medycznym z naszym stolikiem, który nie tylko spełni oczekiwania w zakresie funkcjonalności, ale również wniesie elegancję i trwałość do Twojej placówki medycznej.

Stolik na sprzęt medyczny, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 1000x480x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**