

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-narzedziowy-lakierowany-p-2096.html>



Stolik narzędziowy lakierowany

Cena brutto	2 340,00 zł
Cena netto	2 166,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MB-3-H-07

Opis produktu

Stolik Narzędziowy Medyczny - Innowacyjne Rozwiązanie dla Profesjonalistów

Poszukujesz niezawodnego stolika narzędziowego, który nie tylko ułatwi Ci pracę, ale także zapewni niezbędną funkcjonalność i trwałość? Oto nasz stolik narzędziowy lakierowany, zaprojektowany z myślą o wymagających potrzebach środowiska medycznego.

Wyjątkowa Konstrukcja:

- Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, pokrytego proszkowym lakierem, gwarantuje trwałość i odporność na warunki pracy.
- Uchwyt do prowadzenia ułatwia przenoszenie i manewrowanie stolikiem w każdym środowisku.
- Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz przyszłą rozbudowę stolika bez potrzeby wykonywania dodatkowych otworów.

Funkcjonalność na Najwyższym Poziomie:

- Błat górny z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia łatwe utrzymanie czystości, a pogłębienie o wysokości 6 mm zapobiega przesuwaniu się narzędzi.
- Półka koszowa stalowa, również lakierowana proszkowo, dostępna w różnych kolorach z palety RAL, umożliwia przechowywanie dodatkowych narzędzi i materiałów.
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła z blokadą, zapewnia stabilność i łatwość przemieszczania stolika w dowolnym miejscu.

Możliwość Dostosowania:

- Dzięki możliwości wykonania elementów białych w kolorze szarym, stolik idealnie wpasuje się w charakter Twojego gabinetu czy pomieszczenia medycznego.
- Dodatkowe wyposażenie, takie jak stelaż na odpady czy koszyk na akcesoria, dostępne są za dopłatą, co pozwala na jeszcze większą personalizację stolika według indywidualnych potrzeb.

Parametry Techniczne:

- Wymiary stolika bez dodatkowego wyposażenia: 835x455x880 mm
- Wysokość od podłoża do blatu: 800 mm
- Wymiary blatu górnego: 740x410x10 mm
- Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Daj sobie możliwość pracy na najwyższym poziomie z naszym stolikiem narzędziowym medycznym, który nie tylko spełnia, ale także przewyższa Twoje oczekiwania. Odkryj, jak łatwo i efektywnie można zarządzać narzędziami w codziennej praktyce medycznej!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary