

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-narzedziowy-medyczny-p-1978.html>

Stolik narzędziowy medyczny



Cena brutto	2 221,00 zł
Cena netto	2 056,48 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-D-ST
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-ST-K5

Opis produktu

Stolik narzędziowy medyczny 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm szuflada:655x385x155mm), 1xpółka koszowa 655x405x90mm to innowacyjne rozwiązanie, które spełnia najwyższe standardy w dziedzinie organizacji przestrzeni medycznej. Ten zaawansowany stolik został starannie zaprojektowany z myślą o profesjonalnych potrzebach, zapewniając nie tylko wyjątkową funkcjonalność, ale również trwałość i łatwość użytkowania.

Wykonanie: Stolik został wykonany z najwyższej jakości materiałów, aby sprostać surowym wymaganiom środowiska medycznego. Jego stelaż składa się z aluminiowo-stalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo na biało, co nie tylko zapewnia elegancki wygląd, ale także gwarantuje trwałość. Kanały montażowe po wewnętrznej stronie stelaża umożliwiają dowolną regulację wysokości półek, dostosowując stolik do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Stolik narzędziowy został przystosowany do montażu dodatkowego wyposażenia wyłącznie za pomocą elementów złącznych, eliminując konieczność wykonywania dodatkowych otworów. To innowacyjne podejście sprawia, że stolik jest niezwykle elastyczny i łatwy w dostosowaniu do różnych potrzeb medycznych.

Warto zaznaczyć, że stolik jest wyposażony w solidne koła o obudowie stalowej ocynkowanej, o średnicy 75 mm. Dwa z tych kół posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Uchwyty do prowadzenia z prętą o średnicy 8 mm stanowią integralną część konstrukcji, dodatkowo ułatwiając przenoszenie stolika.

Blat stolika wykonany jest ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Montaż blatu na stałe do stelaża z podniesionym rantem dodatkowo zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem narzędzi czy przyborów.

Szuflada oraz półka koszowa są wykonane ze stalowych elementów, lakierowanych proszkowo na biało, co nadaje stolikowi estetyczny wygląd oraz zapewnia trwałość na lata.

Wymiary:

- Całkowite: 770x480x880 mm
- Blatu: 705x415x20 mm
- Szuflady: 655x385x155 mm
- Powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- Półki koszonej: 655x405x90 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

Stolik narzędziowy medyczny 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm szuflada:655x385x155mm), 1xpółka koszowa 655x405x90mm to nie tylko mebel, ale kompleksowe rozwiązanie, które zrewolucjonizuje organizację przestrzeni w środowisku medycznym, zapewniając profesjonalizm, funkcjonalność i trwałość.

Stolik narzędziowy medyczny, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x480x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**