

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-narzedziowy-medyczny-ze-stali-kwasoodpornej-p-1979.html>



Stolik narzędziowy medyczny ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	2 980,00 zł
Cena netto	2 759,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-D-KO
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-KO-K5

Opis produktu

Odkryj niezawodność i funkcjonalność naszego stolika narzędziowego medycznego ze stali kwasoodpornej! Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych potrzebach, ten stolik oferuje wyjątkową trwałość i ergonomiczny design.

Materiały najwyższej jakości: Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, nasz stolik zapewnia niezrównaną odporność na korozję, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do środowisk medycznych, gdzie czystość i higiena są priorytetem.

Innowacyjny design: Błat o wymiarach 705x415x20 mm został starannie zaprojektowany z podniesionym rantem, co zabezpiecza przed przypadkowym wysypywaniem się przedmiotów. Błat ten został trwale zamocowany na stałe do stelaża, co gwarantuje stabilność i solidność konstrukcji.

Praktyczne rozwiązania dla efektywnej pracy: Szuflada o wymiarach 655x385x155 mm została zoptymalizowana pod kątem przechowywania narzędzi medycznych. Jej powierzchnia użytkowa o wymiarach 580x345x125 mm zapewnia wystarczająco dużo miejsca na sprzęt potrzebny w codziennej pracy.

Mobilność i stabilność: Stelaż wyposażony w koła o średnicy 75 mm, wykonane z ocynkowanej stali, umożliwia łatwe przemieszczanie stolika po pomieszczeniu. Dwa z czterech kół są wyposażone w blokady, zapewniając stabilność w miejscu pracy. Dodatkowo, uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowią integralną część konstrukcji, ułatwiając obsługę stolika.

Półka koszowa dla dodatkowego miejsca: Dodatkową funkcjonalność zapewnia półka koszowa o wymiarach 655x405x90 mm, dostarczając miejsca na przechowywanie dodatkowych narzędzi i materiałów.

Wymiary całkowite i wszechstronność: Stolik ma wymiary całkowite 770x480x880 mm, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do różnych przestrzeni medycznych. Jego wszechstronność pozwala dostosować go do różnych zastosowań, zapewniając efektywność i porządek w miejscu pracy.

Zainwestuj w nasz stolik narzędziowy medyczny ze stali kwasoodpornej, który nie tylko spełnia, ale również przewyższa oczekiwania standardów branżowych. Oferujemy niezawodność, trwałość i funkcjonalność, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom środowisk medycznych.

Stolik narzędziowy medyczny ze stali kwasoodpornej, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x480x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**