

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-narzedziowy-ze-stali- kwasoodpornej-p-2062.html>

Asystor medyczny 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami

Cena brutto	2 760,00 zł
Cena netto	2 555,56 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-A-03KO
Kod producenta	A-01-S(2)-KO-0000-K4.3

Opis produktu

Asystor medyczny 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami to mobilny stolik narzędziowy i pomocniczy mebel medyczny przeznaczony do organizacji narzędzi, akcesoriów oraz drobnego wyposażenia w gabinetach lekarskich, zabiegowych, stomatologicznych i pracowniach specjalistycznych. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. **0H18N9** sprawia, że model dobrze pasuje do miejsc, w których liczy się trwałość, higiena, mobilność i łatwe utrzymanie czystości.

Model posiada **2 szuflady** z frontami o wysokości **2 × 130 mm**, blat z pogłębieniem oraz **pole odkładcze 400 × 400 mm**. Pięcioramienna podstawa jezdna o średnicy **600 mm** i podwójne koła o średnicy **55 mm**, w tym **3 z blokadą**, ułatwiają ustawienie asystora przy stanowisku pracy.

Produkt dostępny na zamówienie. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni** i zależy od wybranej konfiguracji.

Cała konstrukcja w tej wersji została wykonana ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**. Podstawę stanowi stabilna, **pięcioramienna konstrukcja** wyposażona w **podwójne koła o średnicy 55 mm**, w tym **3 z blokadą**. Takie rozwiązanie ułatwia codzienną pracę i pozwala sprawnie przemieszczać asystor między stanowiskami.

Stolik narzędziowy ze stali kwasoodpornej do gabinetu

Produkt może pełnić funkcję **stolika narzędziowego ze stali kwasoodpornej**, mobilnego asystora medycznego oraz stolika pomocniczego do pracy z akcesoriami. Dzięki 2 szufladom, polu odkładczemu 400 × 400 mm i podstawie na kółkach sprawdzi się w gabinetach zabiegowych, lekarskich, stomatologicznych oraz w pomieszczeniach, gdzie potrzebne jest uporządkowane przechowywanie i szybki dostęp do narzędzi.

Najważniejsze cechy asystora

- konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
- 2 szuflady z frontami o wysokości 130 mm,
- blat z pogłębieniem,
- pole odkładcze / powierzchnia robocza 400 × 400 mm,
- pięcioramienna podstawa,
- podwójne koła o średnicy 55 mm, w tym 3 z blokadą,
- kompaktowa forma ułatwiająca organizację narzędzi i akcesoriów.

Dane techniczne asystora medycznego 0H18N9

Nazwa produktu	Asystor medyczny 0H18N9 ze stali kwasoodpornej z 2
-----------------------	--

	szufladami
Typ wyposażenia	mobilny asystor medyczny / stolik narzędziowy ze stali kwasoodpornej
Materiał	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Przeznaczenie	gabinet medyczny, zabiegowy, stomatologiczny, pracownia specjalistyczna
Liczba szuflad	2 szuflady
Wysokość frontów szuflad	2 × 130 mm
Błat	błat ze stali kwasoodpornej z pogłębieniem
Pole odkładcze	400 × 400 mm
Wysokość całkowita	800 mm
Wymiary szafki	450 × 450 × 284 mm
Podstawa	pięcioramienna podstawa jezdna
Średnica podstawy	600 mm
Koła	podwójne koła, średnica 55 mm
Blokady kół	3 koła z blokadą
Opcje wykonania	opcjonalne lakierowanie frontów szuflad na kolor RAL za dopłatą
Funkcja produktu	mobilny asystor do przechowywania narzędzi, akcesoriów i drobnego wyposażenia medycznego
Dostępność	produkt dostępny na zamówienie
Czas realizacji	4-6 tygodni, zależnie od wybranej konfiguracji

Opcje i wykonanie

Standardowo model w tej wersji wykonany jest **w całości ze stali kwasoodpornej**. Opcjonalnie dostępne jest **lakierowanie frontów szuflad na wybrany kolor z palety RAL za dopłatą**.

W tej grupie produktów znajdziesz również [inne asystory medyczne](#), [stoliki zabiegowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz [wariant z 2 szufladami w wersji lakierowanej](#).

Jakość wykonania i standard produkcji

Produkt powstaje w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

FAQ

Czy ten produkt to asystor medyczny ze stali kwasoodpornej?

Tak. Produkt jest **asystorem medycznym ze stali kwasoodpornej 0H18N9**, przeznaczonym do organizacji narzędzi, akcesoriów i drobnego wyposażenia pomocniczego w gabinetach medycznych, zabiegowych, stomatologicznych oraz pracowniach specjalistycznych. Podobne modele znajdziesz w kategorii [asystory medyczne i stomatologiczne na kółkach](#).

Czy asystor 0H18N9 może pełnić funkcję stolika narzędziowego?

Tak. Model może być wykorzystywany jako **stolik narzędziowy ze stali kwasoodpornej**, mobilny asystor medyczny lub pomocniczy stolik zabiegowy. Dzięki 2 szufladom, polu odkładczemu 400 × 400 mm i podstawie na kółkach ułatwia przechowywanie oraz szybki dostęp do narzędzi i akcesoriów. Jeżeli szukasz szerszej grupy podobnych produktów, sprawdź także [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Do jakiego gabinetu pasuje asystor medyczny 0H18N9 z 2 szufladami?

Asystor medyczny 0H18N9 z 2 szufladami sprawdzi się w gabinecie zabiegowym, lekarskim, stomatologicznym, diagnostycznym oraz w pracowni specjalistycznej. Jest dobrym wyborem tam, gdzie potrzebny jest mobilny mebel pomocniczy do uporządkowania narzędzi, materiałów i drobnego wyposażenia.

Czym różni się asystor ze stali kwasoodpornej od wersji lakierowanej?

Ten model wykonany jest ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**, dlatego będzie lepszym wyborem tam, gdzie ważna jest trwałość, higiena i łatwe utrzymanie czystości. Wersja lakierowana może być dobrym rozwiązaniem, gdy priorytetem jest dopasowanie kolorystyczne frontów i standardowe użytkowanie w gabinecie. Porównaj go z produktem [asystor medyczny narzędziowy z 2 szufladami w wersji lakierowanej](#).

Czy lepiej wybrać stal kwasoodporną 0H18N9 czy stal lakierowaną?

Stal kwasoodporna 0H18N9 będzie korzystniejsza w miejscach, gdzie wyposażenie jest intensywnie użytkowane i często czyszczone. Stal lakierowana może być wystarczająca do mniej wymagających stanowisk lub tam, gdzie liczy się przede wszystkim kolorystyka. Jeżeli szukasz produktów stricte ze stali kwasoodpornej, zobacz kategorię [stoliki zabiegowe ze stali kwasoodpornej](#).

Czy asystor ma 2 szuflady?

Tak. Produkt posiada **2 szuflady**, które ułatwiają przechowywanie akcesoriów, narzędzi i drobnego wyposażenia pomocniczego. Układ z 2 szufladami sprawdzi się przy stanowiskach, gdzie potrzebna jest podstawowa organizacja wyposażenia bez zajmowania dużej ilości miejsca.

Czy asystor posiada pole odkładcze?

Tak. Model posiada **pole odkładcze 400 × 400 mm**, które ułatwia odkładanie narzędzi, akcesoriów i materiałów podczas pracy. To ważna cecha przy wyborze asystora do gabinetu zabiegowego, ponieważ pozwala połączyć funkcję przechowywania z wygodną powierzchnią pomocniczą.

Czy produkt jest mobilny?

Tak. Asystor ma pięcioramienną podstawę jezdną o średnicy 600 mm oraz koła, w tym **3 koła z blokadą**. Dzięki temu można go wygodnie ustawić przy stanowisku pracy, fotelu zabiegowym, łóżku badaniowym lub miejscu przygotowania narzędzi. Więcej podobnych produktów znajdziesz w kategorii [mobilne asystory medyczne i stomatologiczne](#).

Czy ten model nadaje się jako asystor zabiegowy?

Tak. **Asystor zabiegowy ze stali kwasoodpornej** z 2 szufladami sprawdzi się jako pomocniczy mebel przy stanowisku pracy. Może służyć do przechowywania narzędzi, organizacji akcesoriów i odkładania drobnego wyposażenia na pole odkładcze 400 × 400 mm.

Czy ten model można porównać z asystorami stomatologicznymi?

Tak, ale ten produkt ma bardziej techniczny charakter, ponieważ jest wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Jeżeli szukasz asystora z większą liczbą szuflad do gabinetu stomatologicznego, warto porównać go także z modelem [pomocnik stomatologiczny AS-1510 z 3 szufladami](#).

Jaki asystor wybrać, jeśli potrzebna jest szafka zamiast dwóch szuflad?

Jeżeli potrzebujesz przede wszystkim zamykanej przestrzeni szafkowej, lepszym rozwiązaniem może być [asystor medyczny ALUMED AS-1220 z szufladą i szafką](#). Model ze stali kwasoodpornej z 2 szufladami będzie natomiast lepszy wtedy, gdy ważniejsza jest odporność materiału, powierzchnia odkładcza i organizacja drobnych akcesoriów.

Czy produkt jest dostępny od ręki?

Produkt jest wykonywany lub kompletowany zgodnie z wybraną konfiguracją. Standardowy czas realizacji wynosi **4-6 tygodni**, dlatego przy zamówieniu warto uwzględnić czas przygotowania produktu oraz ewentualne opcje dodatkowe, takie jak lakierowanie frontów na kolor RAL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: brak , RAL 9003-biały (+ 150,00 zł), RAL9001-kremowy (+ 150,00 zł), RAL 1013-perłowy (+ 150,00 zł), RAL 1015-beżowy (+ 150,00 zł), RAL 1018-żółty (+ 150,00 zł), RAL 3015-jasny różowy (+ 150,00 zł), RAL 3000-czerwony (+ 150,00 zł), RAL 1034-brzoskwiniowy (+ 150,00 zł), RAL 2008-pomarańczowy (+ 150,00 zł), RAL 5021-morski (+ 150,00 zł), RAL 6033-seledynowy (+ 150,00 zł), RAL 6027-lekko zielony (+ 150,00 zł), RAL 6019-jasny zielony (+ 150,00 zł), RAL 6018-zielony (+ 150,00 zł), RAL 5012-niebieski (+ 150,00 zł), RAL 5017-ciemny niebieski (+ 150,00 zł), RAL 5002-granatowy (+ 150,00 zł), RAL 9006-aluminowy (+ 150,00 zł), RAL 7035-szary (+ 150,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące