

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-noworodkowy-p-1793.html>

Stolik noworodkowy



Cena brutto	4 070,00 zł
Cena netto	3 768,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-S-SPTM-03
Kod producenta	SPTM-03-A(2)2S(1)-ABS3 -0000-MDF-T_-K6.3

Opis produktu

Stolik noworodkowy to idealne rozwiązanie dla personelu medycznego zajmującego się opieką nad noworodkami. Stelaż został wykonany z profili aluminiowych, które zostały lakierowane proszkowo na biało, co gwarantuje trwałość i stabilność konstrukcji. Błat z tworzywa ABS w kolorze białym jest łatwy do utrzymania w czystości, a także odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemikalia. Stolik jest wyposażony w materacyk, który zapewnia komfortowe warunki dla maluszka tuż po porodzie.

Stolik został otoczony z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70 mm, co zwiększa bezpieczeństwo podczas użytkowania. Szuflady wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym z frontem z płyty meblowej MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL posiadają system cichego domykania, co zapewnia komfort użytkowania oraz wygodne przechowywanie niezbędnych akcesoriów medycznych.

Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), wszystkie z blokadą, umożliwia łatwe przemieszczanie stolika w pomieszczeniu oraz jego stabilność podczas użytkowania. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co pozwala na dostosowanie mebla do indywidualnych potrzeb.

Stolik noworodkowy został wyposażony w elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, co pozwala na dopasowanie mebla do wystroju pomieszczenia. Wymiary stolika to szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm oraz wysokość całkowita stolika 970 mm. Wymiary materacyka wynoszą 800x650 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń dla maluszka.

Stolik noworodkowy, cechy:

- wykonany z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało dla trwałości i stabilności konstrukcji
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemikalia
- wyposażony w materacyk zapewniający komfort dla noworodka
- otoczony z trzech stron bandami z tworzywa ABS o wysokości 70 mm dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania
- szuflady z systemem cichego domykania zapewniające komfort użytkowania i wygodne przechowywanie akcesoriów

-
- medycznych
 - podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w kółka z blokadą dla łatwego przemieszczania i stabilności
 - możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym dla dostosowania mebla do indywidualnych potrzeb
 - elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL pozwalają na dopasowanie mebla do wystroju pomieszczenia
 - wymiary stolika: szerokość 900 mm, głębokość 700 mm, wysokość od podłoża do blatu 900 mm, wysokość całkowita stolika 970 mm
 - wymiary materacyka: 800x650 mm, zapewniający odpowiednią przestrzeń dla noworodka.

Stolik noworodkowy, parametry techniczne:

- szerokość: 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stolika: 970 mm
- wymiary materacyka: 800x650 mm

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor tapicerki TMBY: T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary