

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-do-przewozu-srodkow-medycznych-p-2758.html>



Stolik oddziałowy do przewozu środków medycznych

Cena brutto	3 400,00 zł
Cena netto	3 148,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-KO-K5-WMD2.L400-0.200.C

Opis produktu

Prezentujemy Państwu innowacyjny stolik oddziałowy do przewozu środków medycznych, idealny do zastosowań w placówkach medycznych, szpitalach oraz innych jednostkach opieki zdrowotnej.

Stolik został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie personelu medycznego. Wykonany **w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**, zapewnia wysoką trwałość i higienę, co jest niezwykle istotne w środowisku medycznym.

Jego praktyczne wymiary to 770x430x880 mm, a blat o wymiarach 705x415x20 mm zapewnia dużą powierzchnię roboczą. Podniesiony rant blatu zapewnia bezpieczne przenoszenie i utrzymanie środków medycznych na miejscu.

Stolik został wyposażony w dwie pojemne półki koszykowe o wymiarach 655x405x90 mm, które umożliwiają przechowywanie i łatwy dostęp do niezbędnych materiałów medycznych. Dodatkowo, dwie szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami pozwalają na bezpieczne przenoszenie narzędzi i akcesoriów.

W komplecie znajduje się również kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, pojemnik na zużyte igły oraz pojemnik na rękawiczki. Wszystkie te elementy są wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, gwarantującej trwałość i łatwość utrzymania w czystości.

Stelaż stolika został wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, umożliwiające łatwe przemieszczanie i stabilne pozycjonowanie stolika w wymaganym miejscu. Uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm są zintegrowanym elementem konstrukcji, zapewniającym wygodę i pewny chwyt podczas przemieszczania.

Nasze meble medyczne wyprodukowane w kraju i wpisane do rejestru wyrobów medycznych, co gwarantuje ich wysoką jakość i zgodność z normami branżowymi. Stolik jest dostępny ze stawką 8% VAT, umożliwiając Państwu zakup w korzystnych warunkach podatkowych.

Zalety stolika oddziałowego do przewozu środków medycznych obejmują: trwałość, higieniczne wykonanie ze stali kwasoodpornej, dużej pojemności półki koszykowe, wygodne prowadzenie dzięki uchwytom, łatwe przemieszczanie dzięki kołom z blokadą oraz zgodność z wymogami dotyczącymi wyrobów medycznych.

Stolik oddziałowy do przewozu środków medycznych, dane techniczne:

-
- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 770x430x880 mm
 - wymiary blatu: 705x415x20 mm
 - wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**