

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-do-sal-zabiegowych-p-2757.html>



Stolik oddziałowy do sal zabiegowych

Cena brutto	2 570,00 zł
Cena netto	2 379,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-ST-K5-WMD2.L400-0.200.CKU1.9-Z

Opis produktu

Nasz stolik oddziałowy do sal zabiegowych to funkcjonalne i solidne rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach personelu medycznego. Doskonale sprawdzi się w różnych rodzajach pomieszczeń, zapewniając wygodne i efektywne miejsce do wykonywania zabiegów.

Wymiary stolika:

- Całkowite wymiary stolika: 770x430x880 mm
- Wymiary blatu: 705x415x20 mm
- Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm

Wykonanie: Stolik został wykonany z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących trwałość i higienę. Jego stelaż składa się z aluminiowych i stalowych elementów, które zostały lakierowane proszkowo na biało, nadając im estetyczny wygląd. Stelaż posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek oraz montaż dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Mobilność: Stolik został wyposażony w koła o średnicy 75 mm, umieszczone w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z nich posiadają blokadę, zapewniając stabilność stolika w miejscu. Dodatkowo, stolik posiada uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm, które stanowią zintegrowany element konstrukcji, ułatwiający przemieszczanie.

Funkcjonalność: Błat stolika został wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zapewniającej trwałość i odporność na korozję. Błat jest zamontowany na stałe do stelaża i posiada podniesiony rant, który zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów.

Stolik jest wyposażony w dwie półki koszowe, wykonane ze stalowej siatki, które zostały lakierowane proszkowo na biało. Zapewniają one dodatkową przestrzeń do przechowywania różnego rodzaju przedmiotów niezbędnych podczas zabiegów.

Dodatkowe elementy:

- Kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, zapewniający higieniczne przechowywanie odpadów.
- Pojemnik na zużyte igły, wyposażony w uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zapewniający bezpieczne przechowywanie i eliminację użytych igieł.
- Pojemnik na rękawiczki, obudowany z 3 stron, zapewniający higieniczne przechowywanie rękawiczek i łatwy dostęp do nich.

Stolik oddziałowy do sal zabiegowych to solidne i praktyczne rozwiązanie, które spełni oczekiwania personelu medycznego. Jego wytrzymała konstrukcja, regulowana wysokość półek oraz dodatkowe elementy przechowalnicze zapewniają efektywność

i porządek w każdej sali zabiegowej.

Stolik oddziałowy do sal zabiegowych, dane techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 770x430x880 mm
- wymiary blatu: 705x415x20 mm
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**