

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-dwie-kuwety-p-2090.html>



Stolik oddziałowy - dwie kuwety

Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 314,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-02-BQ-ABS3-0000-K6.3

Opis produktu

Stolik oddziałowy to niezbędne wyposażenie dla każdej placówki medycznej, zapewniający ergonomiczne i funkcjonalne wsparcie podczas różnorodnych procedur. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, ten stolik został zaprojektowany z myślą o efektywności pracy i komforcie personelu medycznego.

Jego konstrukcja opiera się na solidnym stelażu z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, co zapewnia nie tylko trwałość, ale także estetyczny wygląd. Stelaż wyposażony jest w uchwyt do prowadzenia, co ułatwia manipulację stolikiem w przestrzeni. Dzięki profilowi nośnemu z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach możliwa jest regulacja wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowa stolika w przyszłości o dodatkowe wyposażenie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Kanały montażowe są zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu, co ułatwia utrzymanie stolika w czystości.

Błat górny wykonany jest z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem o wysokości 6 mm, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania procedur. Dodatkową funkcjonalność zapewnia półka w formie wyjmowanych kuwet z tworzywa, które można łatwo przestawiać w zależności od potrzeb. Rama stalowa lakierowana proszkowo na biało oraz podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym gwarantują stabilność i trwałość całej konstrukcji.

Stolik jest wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, co umożliwia łatwe przemieszczanie się w przestrzeni oraz stabilność podczas użytkowania. Elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor wg palety RAL, co pozwala dopasować stolik do indywidualnych preferencji estetycznych.

Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego wynoszą 835x455x880 mm, a wysokość od podłoża do blatu to 800 mm. Dodatkowo, istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co daje dodatkową elastyczność w dopasowaniu stolika do potrzeb użytkownika.

Dostępne opcje dodatkowego wyposażenia, takie jak stelaż na odpady, koszyk na akcesoria czy pojemnik na zużyte igły, pozwalają jeszcze bardziej dostosować stolik do specyfiki pracy placówki medycznej, zapewniając kompleksowe wsparcie podczas codziennych procedur medycznych.

Stolik oddziałowy - dwie kuwety, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm

-
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
 - Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
 - Wymiary kuwety [mm]: 395x325x65 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor ramy półki T: RAL9003 , RAL9001 , RAL1013 , RAL1015 , RAL1018 , RAL3015 , RAL3000 , RAL1034 , RAL2008 , RAL5021 , RAL6033 , RAL6027 , RAL6019 , RAL6018 , RAL5012 , RAL5017 , RAL5002 , RAL9006 , RAL7035

Koszyk na akcesoria KR-02KO: nie , tak (+ 263,80 zł)

Koszyk na akcesoria KR-02ST: nie , tak (+ 191,80 zł)

Miska na odpady UPO-03KO: nie , tak (+ 319,80 zł)

Pojemnik na odpady UPK-03KO: nie , tak (+ 367,70 zł)

Pojemnik na rękawiczki PR-01: nie , tak (+ 263,80 zł)

Pojemnik na zużyte igły PZI-03: nie , tak (+ 319,80 zł)

Stelaż na odpady STW-01P: nie , tak (+ 407,70 zł)

Kolor podstawy TMBY: biały , szary