

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-lakierowany-p-1982.html>

Stolik oddziałowy lakierowany



Cena brutto	1 840,00 zł
Cena netto	1 703,70 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2P-66-ST-K5

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu nasz nowoczesny i funkcjonalny stolik oddziałowy lakierowany, idealny do różnych zastosowań. Ten solidny stolik został zaprojektowany z myślą o wygodzie i wydajności, zapewniając doskonałe miejsce pracy w każdym środowisku.

Stolik oddziałowy lakierowany posiada stelaż wykonany z aluminiowo-stalowej konstrukcji, lakierowany proszkowo na biało. Stelaż jest nie tylko estetyczny, ale także bardzo wytrzymały i trwały. Dodatkowo, wewnętrzna strona stelaża została wyposażona w kanały montażowe, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu, łatwo dostosujesz stolik do swoich indywidualnych potrzeb.

Wyjątkową cechą tego stolika jest możliwość montażu wyposażenia dodatkowego bez konieczności wykonywania otworów. Dzięki zintegrowanym elementom konstrukcyjnym, można łatwo przymocować dodatkowe akcesoria za pomocą specjalnych elementów łącznych. To oznacza, że Twoje narzędzia i wyposażenie będą zawsze w zasięgu ręki, a Ty nie musisz martwić się o trwałość i stabilność montażu.

Stolik jest również wyposażony w koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanej obudowie stalowej. Dwa z tych kół są wyposażone w blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. Dodatkowo, stolik jest wyposażony w uchwyty z pręta o średnicy 8 mm, które pełnią rolę integralnej części konstrukcji, a jednocześnie ułatwiają prowadzenie stolika.

Błat i półka stolika zostały wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Ten materiał jest znany ze swojej wyjątkowej wytrzymałości i odporności na korozję, co sprawia, że stolik jest nie tylko estetyczny, ale także bardzo trwały. Błat górny ma wymiary 705x415x20 mm, natomiast półki posiadają wymiary 655x415x20 mm. Powierzchnia użytkowa półki ma wymiary 652x412x17 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do przechowywania i organizacji narzędzi oraz akcesoriów.

Wymiary całkowite stolika to 770x430x880 mm, co sprawia, że jest on odpowiednio kompaktowy i praktyczny do różnych pomieszczeń i środowisk. Dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi oraz solidnej konstrukcji, stolik oddziałowy lakierowany jest nie tylko praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem, ale także doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu. Zapewniając wygodę, trwałość i elastyczność, ten stolik jest idealnym wyborem dla profesjonalistów poszukujących wysokiej jakości mebli do pracy.

Stolik oddziałowy lakierowany, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm
 - wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
 - wymiary półki: 655x415x20 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**