

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-modulowy-z-taca-inox-i-koszem-p-2089.html>



Stolik oddziałowy modułowy z tacą INOX i koszem

Cena brutto	3 160,00 zł
Cena netto	2 925,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-02-BT-ABS3-0000-K6.3-W

Opis produktu

Stolik oddziałowy modułowy – higiena, mobilność i możliwość rozbudowy

Stolik oddziałowy to funkcjonalne stanowisko pomocnicze przeznaczone do oddziałów szpitalnych, gabinetów zabiegowych oraz pomieszczeń opieki medycznej. Konstrukcja łączy łatwość utrzymania czystości z możliwością przyszłej rozbudowy – profil nośny z dwoma kanałami montażowymi umożliwia regulację położenia szyn instrumentalnych i montaż dodatkowego wyposażenia **bez wiercenia i ingerencji w konstrukcję**.

Górny blat wykonano z białego tworzywa ABS z praktycznym przegłębieniem o wysokości 6 mm, co ogranicza przesuwanie się akcesoriów podczas pracy. Uzupełnieniem jest **wyjmowana taca ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (INOX)**, ułatwiająca higieniczne przygotowanie i przenoszenie narzędzi.

Najważniejsze zalety

- modułowa konstrukcja – regulacja i rozbudowa bez wykonywania otworów,
- maskownice kanałów ograniczające gromadzenie zabrudzeń,
- blat ABS z przegłębieniem 6 mm zwiększającym bezpieczeństwo pracy,
- wyjmowana taca INOX – szybkie mycie i dezynfekcja,
- mobilna podstawa na kołach Ø75 mm, w tym 2 z blokadą,
- możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Wyposażenie standardowe

- stelaż worka na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa ABS,
- koszyk na akcesoria stalowy, lakierowany proszkowo (295×95×85 mm).

Materiały i wykonanie

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, z uchwytem do prowadzenia,
- profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach (zaślepionymi maskownicą),
- blat górny z tworzywa ABS w kolorze białym,
- taca wyjmowana ze stali kwasoodpornej 0H18N9, rama stalowa lakierowana proszkowo,
- podstawa stalowa z osłoną ABS oraz kołami Ø75 mm (2 z blokadą),
- elementy dekoracyjne lakierowane według palety RAL.

Wymiary

-
- wymiary stolika: 835×455×880 mm,
 - wysokość do blatu: 800 mm,
 - blat: 725×410×10 mm (powierzchnia użytkowa 640×385 mm),
 - taca użytkowa: 610×360×20 mm.

Zobacz także inne [wózki i stoliki medyczne](#), sprawdź [kosze i worki na odpady medyczne](#) oraz uzupełnij wyposażenie o [tace i pojemniki ze stali nierdzewnej](#).

Stolik oddziałowy to trwałe, higieniczne i gotowe do intensywnej eksploatacji rozwiązanie dla nowoczesnych placówek medycznych.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary