

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-na-kolkach-p-1959.html>

Stolik oddziałowy na kółkach



Cena brutto	2 945,00 zł
Cena netto	2 726,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-B2K-66-KO-W
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-KO-K5-WSTW2.01.KO

Opis produktu

Stolik oddziałowy na kółkach to perfekcyjne połączenie funkcjonalności, trwałości i elegancji, spełniające najwyższe standardy w zakresie wykorzystywanych materiałów oraz precyzji wykonania. Stworzony z myślą o efektywnym zarządzaniu przestrzenią, ten stolik jest nie tylko praktycznym elementem wyposażenia, ale również estetycznym dodatkiem do każdego otoczenia.

Wyjątkową cechą tego stolika jest jego solidna konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale również odporność na warunki środowiskowe. Stelaż zintegrowany z kołami o średnicy 75 mm, w tym dwoma z blokadą, sprawia, że stolik jest łatwy do przemieszczania, jednocześnie zapewniając stabilność w miejscu docelowym. Uchwyty z pręta o średnicy 8 mm pełnią rolę nie tylko funkcjonalną, ale również estetyczną, tworząc spójną całość konstrukcyjną.

Błat o wymiarach 705x415x20 mm, z podniesionym rantem, doskonale sprawdzi się do różnorodnych zastosowań, zapewniając odpowiednią przestrzeń do pracy. Dwie półki koszowe o wymiarach 655x405x90 mm pozwalają na przechowywanie i segregację różnorodnych przedmiotów, co zwiększa funkcjonalność stolika.

Dodatkowym atutem tego produktu jest stelaż wyposażony w pokrywę uchylną do worka na odpady, wykonaną z tworzywa ABS w kolorze szarym. To nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także estetyczny detal, który sprawia, że stolik oddziałowy staje się kompleksowym rozwiązaniem do profesjonalnych przestrzeni biurowych, edukacyjnych czy usługowych.

Wymiary całkowite 950x430x880 mm sprawiają, że stolik jest dostosowany do różnorodnych potrzeb, a jego uniwersalny design sprawia, że doskonale wpisuje się w nowoczesne i stylowe wnętrza. Dzięki starannemu wykonaniu oraz wysokiej jakości materiałom, stolik oddziałowy na kółkach to nie tylko mebel, ale inwestycja w trwałość i funkcjonalność, która z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Stolik oddziałowy na kółkach, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

