

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-na-oddzialy-szpitalne-p-1965.html>



Stolik oddziałowy na oddziały szpitalne

Cena brutto	1 936,00 zł
Cena netto	1 792,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-BP-66-KO
Kod producenta	C-02-BP-66-KO-K5

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu nasz Stolik Oddziałowy na Oddziały Szpitalne - produkt, który łączy w sobie funkcjonalność, trwałość i estetykę, spełniając najwyższe standardy w zakresie wyposażenia medycznego.

Wykonanie z najwyższej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9: Nasz stolik został w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, gwarantując nie tylko elegancki wygląd, ale także odporność na korozję oraz łatwość utrzymania w czystości. To rozwiązanie, które sprawdzi się doskonale nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych.

Innowacyjny stelaż zintegrowany z kołami: Stelaż naszego stolika został wyposażony w solidne koła o średnicy 75 mm, umożliwiające łatwe przemieszczanie się nawet w dynamicznym środowisku szpitalnym. Dwa z kół są dodatkowo wyposażone w blokadę, co zapewnia stabilność w czasie użytkowania. Uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowią nie tylko praktyczny element, ale również integralną część konstrukcji, dodając stylu i nowoczesności.

Funkcjonalny design z myślą o użytkownikach: Stolik posiada dwa obszerne blaty - górny o wymiarach 705x415x20 mm oraz półkę o wymiarach 655x415x20 mm z podniesionym rantem. Montaż na stałe do stelaża gwarantuje stabilność i pewność użytkowania. Wymiary powierzchni użytkowej półki (652x412x17 mm) zapewniają wystarczającą przestrzeń do przechowywania niezbędnych przedmiotów, sprawiając, że stolik jest niezastąpiony w codziennej pracy personelu medycznego.

Wymiary całkowite: Zachowując ergonomiczne proporcje, stolik ma wymiary 770x430x880 mm, co sprawia, że idealnie wpasowuje się w różnorodne przestrzenie szpitalne.

Nasz Stolik Oddziałowy na Oddziały Szpitalne to nie tylko mebel, to inwestycja w komfort i efektywność pracy personelu medycznego. Dzięki solidnemu wykonaniu i funkcjonalnemu designowi, ten produkt sprostą nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.

Stolik oddziałowy na oddziały szpitalne, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**