

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-wielofunkcyjny-k-3-c-02d1-ko-ze-stali-kwasoodpornej-p-1981.html>



Stolik oddziałowy- wielofunkcyjny K-3 C-02/D1 KO ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	3 522,00 zł
Cena netto	3 261,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-D1-KO
Kod producenta	C-02-S(1)K(90)-66-KO-K5-WKR2.(295)x95x85.KO.EP-200

Opis produktu

Stoliki z serii K-3 są wielofunkcyjnymi stolikami medycznymi stosowanymi **wszpitalach, salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych oraz hospicjach**. Służą między innymi do rozwożenia pacjentom leków, przewożeniu medykamentów oraz środków medycznych. Wytrzymała i lekka konstrukcja zapewnia wysoki komfort pracy. **Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. W skład wyposażenia stolika wchodzi blat z podniesionym rantem (montowany na stałe do stelaża), szuflada, półka koszowa oraz pokrywa od stelaża na odpady z tworzywa ABS w kolorze szarym. Podstawa została wyposażona w cztery kółka w tym dwa z blokadą.** Dzięki takiemu połączeniu materiałów oraz wysokiej jakości wykonania, uzyskujemy w pełni funkcjonalny stolik oddziałowy.

Wyposażenie:

- 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm szuflada:655x385x155mm)
- 1xpółka koszowa 655x405x90 mm
- 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą
- 1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm
- 2xuchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm

Cechy produktu:

- wytrzymały i funkcjonalny
- bezpieczny dzięki blokadom w kółkach
- łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- ergonomiczny
- niezawodny i stabilny
- podwyższona odporność na korozję, działanie kwasów tłuszczowych oraz soli
- wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia

Dane techniczne:

- wymiary całkowite: 985x480x880 mm
- wymiary blatu: 705x415x20 mm
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

