

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-wielofunkcyjny-k-3-c-04b-ko-ze-stali-kwasoodpornej-p-1995.html>



Stolik oddziałowy- wielofunkcyjny K-3 C-04/B KO ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 314,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-04-B-KO
Kod producenta	C-03-BK(90)Q-66-KO-K5

Opis produktu

Stoliki z serii K-3 są uniwersalnymi stolikami medycznymi stosowanymi **w szpitalach, salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych oraz hospicjach**. Ich konstrukcja zapewnia zwiększenie wydajności oraz komfortu pracy personelu medycznego. **Stolik w całości wykonany jest ze stali kwasoodpornej. W skład wyposażenia stolika wchodzi blat ze stali kwasoodpornej z podniesionym rantem (montowany na stałe do stelaża), dwie kuwety wykonane z tworzywa sztucznego oraz stalowa półka koszowa.** Dzięki takiemu połączeniu materiałów oraz wysokiej jakości wykonania, uzyskujemy w pełni funkcjonalny stolik oddziałowy. Nasz produkt zapewnia łatwy dostęp do odpowiednich narzędzi i środków medycznych co przekłada się na szybki i wysoki poziom opieki nad pacjentami.

Wyposażenie:

- 1xblat 705x415x20mm
- 1xpółka koszowa 655x405x90 mm
- 2xkuweta 395x325x65mm
- 2xuchwyt do prowadzenia z prętą o średnicy 8 mm

Cechy produktu:

- ekstremalnie wytrzymały
- bezpieczny dzięki blokadom w kółkach
- łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- ergonomiczny
- niezawodny i stabilny
- podwyższona odporność na korozję, działanie kwasów tłuszczowych oraz soli
- zapewnia wysoką efektywność pracy
- wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia

Dane techniczne:

- wymiary całkowite: 770x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**