

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-wielofunkcyjny-k-3-d-04a-ko-ze-stali-kwasoodpornej-p-2036.html>



Stolik oddziałowy- wielofunkcyjny K-3 D-04/A KO ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	2 711,00 zł
Cena netto	2 510,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-04-A-KO
Kod producenta	D-03-3Q-33-KO-K5-WKR2 (295)x95x85.KO.EP-200

Opis produktu

Stolik z serii K-3 jest stolikiem medycznym o szerokim spektrum zastosowaniu **w szpitalach, gabinetach zabiegowych i hospicjach**. Przy jego konstruowaniu szczególną uwagę zwrócono na szczegóły w postaci dokładnego łączenia poszczególnych elementów i zastosowaniu najwyższej klasy materiałów. Dzięki temu uzyskano wyjątkową konstrukcję o podwyższonej wytrzymałości oraz żywotności. Zapewnia zwiększenie komfortu oraz wydajności pracy personelu medycznego. **Stolik w całości wykonany jest ze stali kwasoodpornej. W skład wyposażenia stolika wchodzi trzy kuwety z tworzywa sztucznego, uchwyt do worka na odpady z pokrywą oraz koszyk na akcesoria. Stolik jest całkowicie mobilny dzięki zamontowaniu w podstawie czterech kółek. Do unieruchamiania stolika względem podłoża służą blokady zamontowane w dwóch kółkach.** Nasz produkt zapewnia łatwy dostęp do odpowiednich narzędzi i środków medycznych co niewątpliwie wpływa na szybkość i poziom opieki nad pacjentami.

Wyposażenie:

- 3xkuweta 395x325x65mm
- 1xstelaż do worka na odpady na odpady z pokrywą
- 1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm
- 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm

Cechy produktu:

- ekstremalnie wytrzymały
- bezpieczny dzięki blokadom w kółkach
- łatwy w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny
- niezawodny i stabilny
- najwyższej jakości
- wysoka efektywność pracy
- wyposażony w uchwyt do prowadzenia
- podwyższona odporność na korozję, działanie kwasów tłuszczowych oraz soli

Dane techniczne:

- wymiary całkowite: 680x430x890 mm
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

