

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-wielofunkcyjny-p-2759.html>



Stolik oddziałowy wielofunkcyjny

Cena brutto	1 980,00 zł
Cena netto	1 833,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-BP-66-ST-K5-WSTW 2.01.ST.9003.ABS3-200

Opis produktu

Stolik oddziałowy wielofunkcyjny - funkcjonalność i trwałość w jednym

Prezentujemy Ci nasz nowoczesny i wielofunkcyjny stolik oddziałowy, który doskonale spełni Twoje potrzeby zarówno w biurze, laboratorium, jak i innych miejscach pracy. Nasz stolik został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie użytkownika.

Stelaż wykonany z połączenia trwałego aluminium i stalowego, pokrytego proszkowym białym lakierem, gwarantuje nie tylko solidną konstrukcję, ale również atrakcyjny wygląd. Dodatkowo, stelaż posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, które umożliwiają dowolną regulację wysokości półek, bez konieczności wykonywania otworów. To oznacza, że można łatwo dostosować stolik do swoich indywidualnych potrzeb.

Stelaż został wyposażony w cztery solidne koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę. Dzięki temu możesz łatwo przemieszczać stolik w dowolne miejsce, a następnie zablokować go w wybranej pozycji. Dodatkowo, stolik posiada wygodne uchwyty do prowadzenia, co stanowi zintegrowany element konstrukcji.

Stolik oddziałowy wielofunkcyjny posiada jeden blat o wymiarach 705x415x20 mm, który zapewnia wystarczającą powierzchnię roboczą. Blat wykonany jest z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, co gwarantuje jego trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Blat posiada podniesiony rant, który zapobiega przesuwaniu się przedmiotów podczas pracy.

Dodatkowo, stolik jest wyposażony w jedną półkę o wymiarach 655x415x20 mm, która jest montowana na stałe do stelaża. Półka również wykonana jest z odpornej na korozję stali kwasoodpornej i posiada podniesiony rant, zapewniający bezpieczne przechowywanie przedmiotów.

Nie zapomnieliśmy również o funkcjonalności związanej z utrzymaniem czystości. Nasz stolik posiada specjalny stelaż do worka na odpady, wykonany z lakierowanej proszkowo stali. Stelaż jest wyposażony w pokrywę z tworzywa ABS w kolorze białym, która zapewnia higieniczne i estetyczne przechowywanie odpadów.

Całkowite wymiary naszego stolika to 950x430x880 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla różnych przestrzeni roboczych. Zapewniamy, że nasz wielofunkcyjny stolik oddziałowy będzie nie tylko praktycznym narzędziem, ale również stylowym elementem Twojego wnętrza.

Stolik oddziałowy wielofunkcyjny, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**