

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-wielofunkcyjny-mb-3-h-01a-lakierowany-p-2086.html>



Stolik oddziałowy wielofunkcyjny MB-3 H-01A lakierowany

Cena brutto	3 195,00 zł
Cena netto	2 958,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-02-BP-ABS3-0000-K6.3-W

Opis produktu

Stolik Oddziałowy Wielofunkcyjny MB-3 H-01A: Innowacyjne Rozwiązanie dla Profesjonalnej Opieki Medycznej

Poszukujesz wyjątkowego stolika oddziałowego, który spełni wszystkie potrzeby środowiska medycznego? Stolik MB-3 H-01A to perfekcyjne połączenie funkcjonalności, trwałości i elegancji. Stworzony z myślą o zapewnieniu maksymalnej wygody personelu medycznego i pacjentów, ten wielofunkcyjny stolik jest niezastąpionym narzędziem w każdej placówce zdrowia.

Wszechstronność w Działaniu

Stolik MB-3 H-01A zapewnia szeroki zakres możliwości użytkowania dzięki swojej wszechstronności. Wyposażony w 1x blat o wymiarach 740x410x10mm oraz 1x półkę o wymiarach 655x410x10mm, oferuje odpowiednią przestrzeń do przechowywania niezbędnych narzędzi i akcesoriów medycznych. Dodatkowo, 2x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami zapewnia bezpieczne umieszczenie sprzętu medycznego.

Solidna Konstrukcja dla Długotrwałego Użytkowania

Stolik MB-3 H-01A cechuje solidność i trwałość. Jego stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało gwarantuje stabilność oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz elastyczną rozbudowę stolika w przyszłości.

Komfort i Ergonomia

Stolik MB-3 H-01A został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu personelowi medycznemu. Blat z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia łatwe utrzymanie higieny, natomiast podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS oraz koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe) zapewniają stabilność i łatwość w przemieszczaniu stolika.

Dostosowanie do Indywidualnych Potrzeb

Oferujemy również możliwość dostosowania stolika do indywidualnych potrzeb placówki medycznej. Istnieje opcja wyposażenia dodatkowego, takiego jak stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, pojemnik na odpadki czy miska na rękawiczki, co pozwala jeszcze bardziej zindywidualizować funkcjonalność stolika.

Stolik Oddziałowy Wielofunkcyjny MB-3 H-01A to nie tylko mebel, to kompleksowe rozwiązanie dla placówek medycznych, które stawiają na jakość, funkcjonalność i trwałość. Zapewnij swojemu personelowi i pacjentom komfort i wygodę, inwestując

w ten innowacyjny stolik, który sprawdzi się w każdych warunkach klinicznych.

Stolik oddziałowy wielofunkcyjny MB-3 H-01A lakierowany, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
- Wymiary półki [mm]: 655x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej półki [mm]: 630x385 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary