

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-wielofunkcyjny-mb-3-h-01b-lakierowany-p-2087.html>



Stolik oddziałowy wielofunkcyjny MB-3 H-01B lakierowany

Cena brutto	3 755,00 zł
Cena netto	3 476,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-02-BP-ABS3-0000-K6.3-W

Opis produktu

Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkowym Stolikiem Oddziałowym Wielofunkcyjnym MB-3 H-01B, który został zaprojektowany z myślą o kompleksowej obsłudze w placówkach medycznych. Nasz stół oferuje nie tylko doskonałą funkcjonalność, ale także wyjątkową trwałość i estetykę.

Wyjątkowe cechy:

Uniwersalne Wyposażenie: Stolik MB-3 H-01B został wyposażony w zestaw funkcjonalnych elementów, takich jak blat o wymiarach 740x410x10mm, półka o wymiarach 655x410x10mm oraz trzy szyny instrumentalne z zabezpieczonymi narożnikami. Dodatkowo, znajdziesz tutaj kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą oraz pojemnik na zużyte igły.

Solidna Konstrukcja: Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało zapewnia nie tylko stabilność, ale także łatwość w utrzymaniu czystości. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę stolika w przyszłości, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Estetyczny Design: Blat z tworzywa ABS w kolorze białym oraz podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS tworzą harmonijną całość, która doskonale wpisuje się w każde wnętrze medyczne. Elementy dekoracyjne lakierowane na kolor palety RAL dodają elegancji.

Praktyczne Rozwiązania: Uchwyt do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej gwarantuje bezpieczne przechowywanie ostrzy. Dodatkowo, możliwość wyposażenia stolika w elementy dodatkowe, takie jak stelaż na odpady czy koszyk na akcesoria, pozwala dostosować go do indywidualnych potrzeb.

Dostosowanie do Preferencji: Istnieje także możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co pozwala na dopasowanie stolika do preferencji estetycznych użytkowników.

Specyfikacje Techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: 835x455x880mm
- Wysokość od podłoża do blatu: 800mm
- Wymiary blatu górnego: 740x410x10mm
- Wymiary półki: 655x410x10mm
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej.

Stolik Oddziałowy Wielofunkcyjny MB-3 H-01B to idealne rozwiązanie dla placówek medycznych poszukujących wysokiej

jakości, funkcjonalnych i estetycznych mebli. Dzięki jego uniwersalności i solidnej konstrukcji, zapewnia on niezawodność w codziennej pracy oraz komfort zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów.

Stolik oddziałowy wielofunkcyjny MB-3 H-01B lakierowany, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
- Wymiary półki [mm]: 655x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej półki [mm]: 630x385 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Koszyk na akcesoria KR-02KO: nie , tak (+ 263,80 zł)

Koszyk na akcesoria KR-02ST: nie , tak (+ 191,80 zł)

Miska na odpady UPO-03KO: nie , tak (+ 319,80 zł)

Stelaż na odpady STW-01P: nie , tak (+ 407,70 zł)

Kolor podstawy TMBY: biały , szary