

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-wielofunkcyjny-mb-3-h-01w-lakierowany-p-2082.html>



Stolik oddziałowy wielofunkcyjny MB-3 H-01W lakierowany

Cena brutto	3 160,00 zł
Cena netto	2 925,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-02-BP-ABS3-0000-K6.3-W

Opis produktu

Stolik Oddziałowy Wielofunkcyjny MB-3 H-01W: Innowacyjne Rozwiązanie dla Profesjonalnych Środowisk Medycznych

Nasz Stolik Oddziałowy Wielofunkcyjny MB-3 H-01W to wyjątkowe urządzenie, które rewolucjonizuje organizację przestrzeni w środowiskach medycznych. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie użytkowania, stolik oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do różnorodnych potrzeb placówek medycznych.

Funkcjonalność na Najwyższym Poziomie:

Stolik MB-3 H-01W został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i łatwości użytkowania. Jego funkcjonalność obejmuje:

- Błat optymalnych wymiarów:** Wytrzymały blat o wymiarach 740x410x10 mm zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą dla personelu medycznego.
- Półka do przechowywania:** Dodatkowa półka o wymiarach 655x410x10 mm zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania niezbędnych akcesoriów.
- Koszyk na akcesoria:** Solidny koszyk ze stali lakierowanej proszkowo (295x95x85 mm) ułatwia organizację i przechowywanie niezbędnych akcesoriów medycznych.
- Stelaż z aluminiowym profilem:** Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo zapewnia solidność konstrukcji oraz umożliwia łatwą regulację wysokości szyn instrumentalnych.

Innowacyjne Rozwiązania Techniczne:

- Regulacja wysokości:** Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwia regulację wysokości szyn instrumentalnych, co gwarantuje optymalne dostosowanie do potrzeb użytkownika.
- Łatwa rozbudowa:** Dzięki kanałom montażowym zaślepionym maskownicą, możliwa jest łatwa rozbudowa stolika o dodatkowe wyposażenie bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Solidna Konstrukcja i Elegancki Design:

- Materiały wysokiej jakości:** Stolik wykonany został z trwałych materiałów, takich jak stal, aluminium i ABS, co gwarantuje nie tylko solidność, ale również estetykę.
- Elegancki wygląd:** Lakierowane elementy dekoracyjne dostępne w różnorodnych kolorach z palety RAL pozwalają dostosować stolik do indywidualnych preferencji estetycznych.

Dostosowanie do Indywidualnych Potrzeb:

-
- **Wiele opcji wyposażenia dodatkowego:** Istnieje możliwość doposażenia stolika w dodatkowe akcesoria, takie jak kosz na odpady z pokrywą, pojemnik na zużyte igły, miska na odpadki czy pojemnik na rękawiczki, co pozwala jeszcze bardziej dostosować urządzenie do konkretnych potrzeb użytkownika.

Stolik Oddziałowy Wielofunkcyjny MB-3 H-01W to niezastąpione narzędzie dla placówek medycznych, które cenią sobie maksymalną funkcjonalność, solidność wykonania oraz elegancki design. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym i możliwościom personalizacji, stół ten stanowi doskonałą inwestycję w efektywność i komfort pracy personelu medycznego.

Stolik oddziałowy wielofunkcyjny MB-3 H-01W lakierowany, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
- Wymiary półki [mm]: 655x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej półki [mm]: 630x385 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki, koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary