

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-wielofunkcyjny-wl-01-koa-ze-stali-kwasoodpornej-p-2047.html>



Stolik oddziałowy- wielofunkcyjny WL-01 KO/A ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	2 690,00 zł
Cena netto	2 490,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WL-01-KO-A
Kod producenta	WL-02-2T-56-KO-K5-W

Opis produktu

Stolik z serii WL jest stolikiem medycznym stosowanym głównie do **rozwożenia leków pacjentom w oddziałach szpitalnych**. Przy jego konstruowaniu szczególną uwagę zwrócono na szczegóły w postaci dokładnego łączenia poszczególnych elementów i zastosowaniu najwyższej klasy materiałów. Dzięki temu uzyskano wyjątkową konstrukcję o podwyższonej wytrzymałości oraz żywotności, która zapewnia komfort oraz zwiększa wydajność pracy personelu medycznego. **Stolik w całości wykonany jest ze stali kwasoodpornej. W skład wyposażenia stolika wchodzi dwa blaty w postaci czterech tac z przegródkami na leki, wykonane z tworzywa sztucznego oraz dwie uchylne miski ze stali nierdzewnej. Stolik jest całkowicie mobilny dzięki zamontowaniu w podstawie czterech kółek. Do unieruchamiania stolika względem podłoża służą blokady zamontowane w dwóch kółkach.** Nasz produkt zapewnia łatwy dostęp do odpowiednich narzędzi i środków medycznych co niewątpliwie wpływa na szybkość i poziom opieki nad pacjentami.

Wyposażenie:

- 2 x blat (4 tace) z przegródkami
- 2 x uchylne miski każda o średnicy 220 mm poj. 2,5l

Cechy produktu:

- ekstremalnie wytrzymały
- bezpieczny dzięki blokadom w kółkach
- łatwy w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny
- niezawodny i stabilny
- wysoka efektywność pracy
- stelaż w kolorze białym
- wyposażony w uchwyt do prowadzenia
- blat w formie dwóch wyjmowanych tac

Dane techniczne:

- wymiary całkowite: 660x430x890 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

