

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-4-polkami-p-1986.html>

Stolik oddziałowy z 4 półkami



Cena brutto	2 052,00 zł
Cena netto	1 900,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-04-66
Kod producenta	C-04-B3P-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu wyjątkowe rozwiązanie do organizacji przestrzeni - funkcjonalny stolik roboczy o solidnej konstrukcji i wielu możliwościach dostosowania. Stworzony z myślą o różnorodnych zastosowaniach, ten stolik spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Stelaż tego stolika oddziałowego został wykonany z trwałego aluminium, wzmocnionego stalowymi elementami, które dodatkowo zostały lakierowane proszkowo na elegancki, biały kolor. Wyjątkową cechą stelaża są zamontowane po wewnętrznej stronie kanały montażowe, które umożliwiają dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu można łatwo dopasować mebel do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Niezwykle praktycznym rozwiązaniem są także specjalne elementy złączne, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. To oznacza, że można łatwo i elastycznie rozbudować funkcjonalność stolika, dostosowując go do własnych potrzeb i wymagań.

Stolik jest wyposażony w solidne, ocynkowane koła o średnicy 75 mm, które pozwalają na swobodne przemieszczanie go w przestrzeni. Dwa z tych kół posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy. Dodatkowo, na stelażu zamontowane są uchwyty do prowadzenia, wykonane z pręta o średnicy 8 mm, które stanowią zintegrowany element konstrukcji. Dzięki temu można bezpiecznie przesuwając stolik, mając pełną kontrolę nad nim.

Błat oraz półka wykonane są ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co gwarantuje ich wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Błat górny ma wymiary 705x415x20 mm, a półka - 655x415x20 mm. Półka posiada podniesiony rant, który zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się przedmiotów z jej powierzchni użytkowej o wymiarach 652x412x17 mm.

Całkowite wymiary stolika wynoszą 770x430x880 mm, co czyni go odpowiednim zarówno do małych pomieszczeń, jak i większych przestrzeni. Jego minimalistyczny design sprawiają, że idealnie wpisuje się w nowoczesne i stylowe wnętrza.

Ten funkcjonalny i wytrzymały stolik roboczy to doskonały wybór dla osób poszukujących mebla, który nie tylko ułatwi pracę, ale również wzbogaci estetykę wnętrza. Niezależnie od przeznaczenia - czy to w biurze, pracowni, laboratorium czy warsztacie - stolik ten zapewni niezawodne wsparcie i elastyczność, aby sprostać wszystkim codziennym zadaniom.

Stolik oddziałowy z 4 półkami, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
- wymiary półki: 655x415x20 mm
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**