

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-blatem-abs-i-2-tacami-inox-610360-p-2095.html>



Stolik oddziałowy z blatem ABS i 2 tacami INOX 610×360

Cena brutto	2 904,00 zł
Cena netto	2 688,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-03-B2T-ABS3-0000-K6.3

Opis produktu

Stolik oddziałowy, który rośnie razem z potrzebami oddziału

Ten **stolik oddziałowy** został zaprojektowany do codziennej pracy w szpitalach, gabinetach i punktach zabiegowych, gdzie liczy się **higiena, szybki dostęp do narzędzi** oraz możliwość doposażenia stanowiska bez kosztownych przeróbek. Łączy w sobie **blat ABS z przegłębieniem** oraz **2 wyjmowane tace ze stali kwasoodpornej**, dzięki czemu łatwo utrzymać porządek i przygotować zestawy do procedur.

Najważniejsze korzyści w praktyce

- **Modułowa konstrukcja** – profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach pozwala regulować położenie szyn instrumentalnych i rozbudować stół o akcesoria **bez wiercenia otworów**.
- **Higiena i łatwe czyszczenie** – kanały montażowe są zaślepione maskownicą, co ogranicza gromadzenie zabrudzeń.
- **Blat ABS z przegłębieniem** (6 mm) – pomaga utrzymać drobne akcesoria w obrębie blatu.
- **2 tace wyjmowane INOX** – stal kwasoodporna (0H18N9) ułatwia dezynfekcję i organizację narzędzi.
- **Mobilność i bezpieczeństwo** – koła 75 mm, w tym **dwa z blokadą**, zapewniają wygodne manewrowanie i stabilne ustawienie stolika.

Wykonanie

- Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, z uchwytem do prowadzenia.
- Blat górny z tworzywa ABS w kolorze białym, z przegłębieniem o wysokości 6 mm.
- Tace wyjmowane ze stali kwasoodpornej 0H18N9; rama stalowa lakierowana proszkowo na biało.
- Podstawa stalowa z osłoną ABS, koła w obudowie z tworzywa Ø 75 mm (białe), 2 z blokadą.
- Elementy dekoracyjne lakierowane wg palety RAL.
- *Opcja:* możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Wymiary i dane techniczne

- Wymiary stolika (bez wyposażenia dodatkowego): **835 × 455 × 880 mm**
- Wysokość od podłoża do blatu: **800 mm**
- Wymiary blatu górnego: **725 × 410 × 10 mm**
- Powierzchnia użytkowa blatu: **640 × 385 mm**
- Powierzchnia użytkowa tacy wyjmowanej: **610 × 360 × 20 mm** (szer. × gł. × wys.)

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)

Stolik można doposażyć m.in. w: stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemniki na odpadki, miskę na odpadki oraz pojemnik na rękawiczki.

Polecane zakupy uzupełniające

- Uzupełnij wyposażenie gabinetu: [Meble medyczne](#)
- Sprawdź kategorie do organizacji odpadów medycznych: [Pojemniki na odpady medyczne](#)

Wskazówka Salemed: jeśli planujesz doposażenie stolika (kosze/pojemniki/uchwyty), wybierz wersję konfiguracji od razu – ułatwi to spójne ustawienie osprzętu i ergonomię pracy personelu.

FAQ, najczęściej zadawane pytania

Do czego najlepiej sprawdzi się ten stolik oddziałowy?

Do organizacji narzędzi i materiałów podczas procedur w salach chorych, gabinetach zabiegowych i punktach pobrań – tam, gdzie liczy się szybki dostęp i łatwe utrzymanie czystości.

Czy tace są odporne na środki do dezynfekcji?

Tace wykonano ze stali kwasoodpornej (0H18N9), co sprzyja bezpiecznemu stosowaniu typowych procedur mycia i dezynfekcji.

Co daje modułowy profil z kanałami montażowymi?

Umożliwia regulację położenia osprzętu i rozbudowę stolika o elementy dodatkowe przy użyciu złączek – bez wykonywania otworów w konstrukcji.

Czy stolik jest stabilny podczas pracy?

Tak – posiada koła Ø 75 mm, w tym dwa z blokadą, co ułatwia unieruchomienie stolika w wybranym miejscu.

Czy można zamówić wersję w innym kolorze niż biały?

Tak – producent przewiduje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym (warto doprecyzować przy zamówieniu).

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary