

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/stolik-oddzialowy-z-jednym-blatem-p-2089.html>



Stolik oddziałowy z jednym blatem

Cena brutto	3 160,00 zł
Cena netto	2 925,93 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-MB-3-H-02W

Opis produktu

Stolik Oddziałowy Medyczny z Innowacyjnym Wyposażeniem

Szukasz niezawodnego i funkcjonalnego stolika oddziałowego do swojej placówki medycznej? Poznaj nasz unikalny produkt, który łączy innowacyjne rozwiązania z solidnym wykonaniem, zapewniając kompleksowe wsparcie w codziennej pracy personelu medycznego.

Wyjątkowe Cechy Produktu:

Konstrukcja Solidna i Praktyczna:

- Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na biało, gwarantuje nie tylko wytrzymałość, ale także estetyczny wygląd.
- Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obu stronach umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz łatwą rozbudowę stolika w przyszłości bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.
- Zaślepienie maskownic kanałów montażowych zapewniają higienę i estetyczny wygląd.

Funkcjonalność na Wysokim Poziomie:

- Błat górny z tworzywa ABS w kolorze białym, z przegłębieniem o wysokości 6 mm, zapewnia wygodne i higieniczne miejsce do pracy.
- Taca wyjmowana ze stali kwasoodpornej gwarantuje łatwe czyszczenie oraz trwałość materiału.
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła z blokadą, zapewnia łatwe przemieszczanie stolika oraz stabilność w trakcie użytkowania.

Możliwość Dostosowania i Rozbudowy:

- Istnieje możliwość doposażenia stolika w różnorodne akcesoria, takie jak stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki oraz koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej*.

Specyfikacje Techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: 835x455x880 mm
- Wysokość od podłoża do blatu: 800 mm
- Wymiary blatu górnego: 740x410x10 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego: 640x385 mm

-
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy wyjmowanej: 610x360x20 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Dostępność:

- Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, aby dopasować stolik do indywidualnych preferencji estetycznych.

Nie zwlekaj dłużej - wybierz nasz stolik oddziałowy medyczny, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania podczas codziennej pracy w placówce medycznej. Oferujemy nie tylko najwyższą jakość, ale także funkcjonalność, trwałość i możliwość dopasowania do Twoich potrzeb.

Stolik oddziałowy z jednym blatem, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy wyjmowanej [mm]: 610x360x20mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki, koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały, RAL 9001-kremowy, RAL 1013-perłowy, RAL 1015-beżowy, RAL 1018-żółty, RAL 3015-jasny różowy, RAL 3000-czerwony, RAL 1034-brzoskwiniowy, RAL 2008-pomarańczowy, RAL 5021-morski, RAL 6033-seledynowy, RAL 6027-lekko zielony, RAL 6019-jasny zielony, RAL 6018-zielony, RAL 5012-niebieski, RAL 5017-ciemny niebieski, RAL 5002-granatowy, RAL 9006-aluminowy, RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały, szary

Kolor ramy półki T: RAL9003, RAL9001, RAL1013, RAL1015, RAL1018, RAL3015, RAL3000, RAL1034, RAL2008, RAL5021, RAL6033, RAL6027, RAL6019, RAL6018, RAL5012, RAL5017, RAL5002, RAL9006, RAL7035

Miska na odpady UPO-03KO: nie, tak (+ 319,80 zł)

Pojemnik na rękawiczki PR-01: nie, tak (+ 263,80 zł)

Pojemnik na zużyte igły PZI-03: nie, tak (+ 319,80 zł)

Pojemnik na odpady UPK-03KO: nie, tak (+ 367,70 zł)

Kolor podstawy TMBY: biały, szary